Dessicateurs

Dessicateurs avec châssis renforcé d'aluminium anodisé

	Star	Super star	Grand star	Maxi 1 Bola	Maxi 2 Bola	Star Vitrum	Mini Vitrum
							
Matériau	En acrylique transparent, permettant une bonne observation					Verre borosilicaté 3.3	
Châssis renforcé d'aluminium anodisé	x	x	x	x	x	x	x
Joint d'étanchéité en caoutchouc synthétique	x	x	x	x	x	x	x
Avec dessicant, emballé dans un sachet pratique	x	x	Dessicant à commander séparément			x	x
Serrure magnétique	x	x	x	x	x	x	
Avec hygromètre de précision électronique à la porte avec valeurs maxi et mini de température et humidité	x	x	x	x	x	x	x
Dispositifs pour l'adduction du gaz incluant des soupapes de sûreté et des tubes de raccordement		x					
Nombre d'étagères max.	26		17	34	17 x 2	26	1
Nbr de plateaux dessicants	1				2	1	-
Nbr d'étagères ajustables livrées	4 (verre)		2 (acier inox)	4 (acier inox)			1 (acier inox)
Pieds	4 pieds anti-dérapants en caoutchouc			4 roulettes dont 2 pièces avec frein de blocage		4 pieds anti-dérapants en caoutchouc	
Nombre de portes	1				2	1	1
Température	-20 °C à +70 °C					-20 °C à +150 °C	-70°C à +120°C
Dimensions extérieures l x h x p (mm)	304 x 520 x 375		585 x 560 x 555	585 x 1150 x 530	585 x 1150 x 55	310 x 525 x 375	220 x 183 x 214
Dimensions intérieures utiles l x h x p (mm)	260 x 480 x 320		502 x 502 x 502	502 x 1030 x 502	2 compartiments de 502 x 502 x 502	260 x 480 x 330	200 x 170 x 180
Volume total (l)	45		156	311	156 x 2	45	6
Poids (kg)	7	7,5	18	30	34	14	2
Référence	**490900**	**490901**	**490902**	**490903**	**490904**	**490962**	**499107**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Etagère de rechange pour Grand star, Maxi 1 Bola et Maxi 2 bola

Référence	Désignation	CHF
490927	Etagère de rechange en acier inox avec des guides	**NC -**

Chambre de dessication

- **En acrylique avec charnières en acier et joint en néoprène**
- **Pour la conservation à l'abri de la poussière et de l'humidité dans les réfrigérateurs ou sur la paillasse**
- **Pour le stockage de composés anhydres, d'échantillons hygroscopiques**
- **Etagères ajustables**
- **Avec plateau à rebord pour dessicant**

Référence	Nombre d'étagère	Nombre de sillons	Dimensions (H x l x p) mm	CHF
029467	2	3	178 x 305 x 305	**NC -**
029468	3	5	305 x 305 x 305	**NC -**
029381	4	7	457 x 305 x 305	**NC -**

