Dessicateurs

Dessicateur à couvercle en polycarbonate Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- Couvercle transparent, fond bleu en polypropylène
- Le modèle à robinet s'utilise avec des tubulures de 1/4" de Ø int.
- Modèles sans joint, l'étanchéité se fait avec de la graisse à vide
- Pour utilisation à température ambiante seulement
- A utiliser avec une plaque de 230 mm de diamètre

Modèle	Autoclavable	Non autoclavable
Couvercle	Polycarbonate	Polycarbonate
Fond	Polypropylène bleu	Polypropylène bleu
Robinet TFE	Non	Oui
Hauteur totale (mm)	262	262
ø extérieur (mm)	330	330
ø intérieur (mm)	246	246
Espace utile (mm)	143	143
Référence	**029363**	**029364**
CHF	**NC -**	**NC -**



Cartouches de dessicant

- Pour les dessicateurs en verre ou plastique
- Passe du bleu au rose suivant la quantité absorbée
- Possibilité de régénérer le dessicant en étuve à +150 °C

Référence	Désignation	CHF
086681	Cartouche de dessicant 200 mm	**NC -**
086682	Cartouche de dessicant 250 mm	**NC -**



Gels de silice pour dessicateur

- Détermination du degré de saturation grâce à un changement de couleur
- Deux versions disponibles :

- orange lorsque le gel est sec, devenant brun/noir à saturation
- ambre lorsque le gel est sec, devenant vert à saturation (version sans cobalt)

- Mode de régénération : 90-100 °C environ 90 min pour 1 cm de gel de silice présent dans le support

Référence	Désignation	CHF
490938	Gel de silice orange 360 g	**NC -**
490937	Gel de silice orange 720 g	**NC -**
453317-CER	Gel de silice ambre sans cobalt 1 kg	**NC -**
453319-CER	Gel de silice ambre sans cobalt 5 kg	**NC -**



Support pour gel de silice

Adapté pour le dessicateur Star de référence 490900.

Référence	Dimensions L x H x P (mm)	CHF
490940	347 x 30 x 297	**NC -**



Sachet déshydratant

Sachet de 1 gramme.
S'utilise comme dessicant.

Référence	Unités/ sachet	CHF/ sachet
036399ASC	5000	**NC -**
036399ASC1	100	**NC -**



Plaque pour dessicateur Nalgene™

Pour compléter les dessicateurs 029289, 029363 et 029364.
En composite metal-céramique, coloris vert clair

Réf.	Désignation	CHF
029290	Plaque pour dessicateur	**NC -**

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com