Kit de valves et connecteurs pour raccords Luer




Kit contenant une large gamme de valves et connecteurs pour les systèmes d'écoulement de liquide.

Référence	Désignation	CHF
W14011	Kit de valves pour connexion Luer	NC -



Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver la fiche technique détaillant le contenu du kit

Kit de connexion Luer pour tuyaux



Kit contenant une large gamme de connecteurs Luer pour tuyaux de diamètres internes 1,6 /2,4 et 3,2 mm.

- **Connecteurs en polypropylène autoclavables**
- **Valves en polycarbonate et polyéthylène, non autoclavables**

Référence	Désignation	CHF
W504954	Kit de connexion en polypropylène	NC -
W504955	Kit de 250 connexions Luer nylon	NC -

Indicateur de débit LiquiMobil SAN

- **Indication visuelle de la vitesse d'écoulement des liquides ou des gaz**
- **Pour tuyaux de ø int. de 6 à 11 mm**
- **Résistent à une pression maximale de 2 bars**
- **Dimensions : 88 x 40 x 15 mm**
- **Température d'utilisation max. +30 °C**

Référence	Désignation	CHF
87201002	Indicateur à pale rouge en styrène-acrylonitrile	NC -



Assortiment de 72 raccords



Assortiment de 72 raccords en polypropylène autoclavables de tous types, rangés dans une boîte en polystyrène transparent.
Comprend :


- 10 raccords droits de diamètre identique de part et d'autre (ø : 3,2 ; 4,8 ; 6,4 ; 9,5 ; 12,7 mm) ;
- 12 raccords en T et 12 raccords Y (ø : 3,2, 4,8, 6,4, 7,9, 9,5, 12,7 mm) ;
- 12 raccords droits à diamètres différents de part et d'autre (ø : 4,8 - 6,4 ; 4,8 - 9,5 ; 4,8 - 12,7 ; 6,4 - 9,5 ; 6,4 - 12,7 ; 9,5 - 12,7 mm) ;
- 6 raccords Quick Disconnect (3,2 - 6,4 ; 6,4 - 9,5 ; 9,5 -12,7 mm) ;
- 24 bouchons Stopper taille 0 à 10 (hauteur 25 mm).

Référence	Désignation	CHF
045460	Assortiment de 72 raccords	NC -



Retrouvez les robinets en laiton sur milian.com

Robinets



Robinets à 2 ou 3 voies, Le polyéthylène présente une excellente résistance chimique,
Le PDVF est autoclavable et accepte des températures jusqu'à +204 °C,
Pression maximale : 34,3 kPa (5 psi),

Référence	Matériau	Nombre de voies	Dimensions	Pour tuyau de ø intérieur (mm)	CHF
086621	PTFE	2	ø 2 mm	6 à 9,5	NC -
086622	PTFE	2	ø 4 mm	6 à 9,5	NC -
086623	PTFE	3	ø 2 mm	6 à 9,5	NC -
086624	PTFE	3	ø 4 mm	6 à 9,5	NC -
086625	PE	2	Long, 70 mm	9,5	NC -
086626	PE	2	Long, 98 mm	12,7	NC -
086627	PVDF	3	ø 4 mm	6	NC -
086628	PVDF	3	ø 6 mm	8	NC -
086629	PVDF	3	ø 8 mm	10	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com