
Robinets



- Matière : polypropylène et polyéthylène haute densité
- Pour liquides et gaz à basse pression (pression de débit 0,5 bar) ou vide léger
- Corps et clé se manipulent sans effort et sans lubrifiants
- A passage rectiligne du flux

Référence	Diamètre ext. (mm)	Diamètre intérieur (mm)	CHF les 10
391234	8	4,9	NC -
391235	10	7	NC -
391236	13	10,9	NC -
391237	16	12,7	NC -

Robinets PP/TFE et raccords Nalgene™



Référence	Désignation	CHF les 6
029957	Robinet PP/TFE 2 mm	NC -
029958	Robinet PP/TFE 4 mm	NC -

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Raccords

Référence	Désignation	CHF les 12
029959	Raccord quick disconnect HDPE 1/4 - 5/16 inch	NC -
029960	Raccord quick disconnect HDPE 3/8 - 7/16 inch	NC -
029961	Raccord type T PP 1/8 inch	NC -
029962	Raccord type T PP 3/16 inch	NC -
029963	Raccord type T PP 1/4 inch	NC -
029964	Raccord type T PP 5/16 inch	NC -
029965	Raccord type T PP 3/8 inch	NC -
029966	Raccord type T PP 1/2 inch	NC -
029967	Raccord type Y PP 1/8 inch	NC -
029968	Raccord type Y PP 3/16 inch	NC -
029969	Raccord type Y PP 1/4 inch	NC -
029970	Raccord type Y PP 5/16 inch	NC -
029971	Raccord type Y PP 3/8 inch	NC -
029972	Raccord type Y PP 1/2 inch	NC -

Raccords à filetage 1/4"- 28 pour bouchons multivoies Q



Filetage	Pour tubes Ø int. (mm)	Peek Référence	Acétal Référence
1/4"- 28	1	910866	910873
1/4"- 28	1,5	910865	910874
1/4"- 28	2	910867	-
1/4"- 28	2,5	910868	-
1/4"- 28	3	910869	910877
1/4"- 28	3,2	910870	-
1/4"- 28	4	910871	910879
1/4"- 28	6	910872	910880
	CHF les 5	NC -	NC -

