Seringues en verre borosilicaté

- Calibrage rigoureux du cylindre en verre ou en acier inoxydable
- Graduation brune indélébile
- Cône normalisé acceptant toute taille d'aiguille : Luer (cône) ou Luer Lock (pas de vis de blocage), en verre ou en acier inoxydable
- Connecteur Luer Lock des seringues avec piston en verre en laiton chromé
- Stérilisables jusqu'à 160 °C





		Seringues avec piston verre				Seringues avec piston métal			
		Cône Luer verre		Cône Luer Lock métal		Cône Luer métal		Cône Luer Lock métal	
Volume (ml)	Graduation	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF
1	0,5	320201	NC -	320219	NC -	-	-	-	-
2	0,1	320202	NC -	320220	NC -	320229	NC -	320236	NC -
3	0,2	320203	NC -	320221	NC -	-	-	-	-
5	0,2	320204	NC -	320222	NC -	320230	NC -	320237	NC -
10	0,2	320205	NC -	320223	NC -	320231	NC -	320238	NC -
20	1	320206	NC -	320224	NC -	320232	NC -	320239	NC -
30	1	320207	NC -	320225	NC -	320233	NC -	320240	NC -
50	1	320208	NC -	320226	NC -	-	-	-	-
100	5	320209	NC -	320227	NC -	-	-	-	-

Adaptateur Luer vers pointe

Permet de fixer une pointe 200 µl ou 1000 µl sur le cône Luer d'une seringue.



Référence	Adaptateur Luer vers pointes	CHF
075349	100 à 200 µl	NC -
075350	1000 µl	NC -

Bouchons pour seringue

- Luer lock
- En ABS
- Non stériles



Coloris	Blanc	Bleu
Référence par 100	081576A	081578A
CHF les 100	NC -	NC -

Râteau de distribution 8 canaux

- Unité de pipetage 8 canaux
- En polypropylène
- Autoclavable à 121 °C
- Se fixe sur un cône Luer ou sur un Combitips Plus

Référence	Désignation	CHF
091438	Râteau de distribution 8 canaux	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com