Microperfuseurs avec ailettes SURFLO®

- Tubulure souple sans mémoire de forme
- Adaptateur Luer transparent
- Technique unimanuelle
- Longueur tubulure 30 cm (sauf réf. 050169 longueur tubulure : 20 cm)
- Péremption : 5 ans

Référence	Gauge	Diam. (mm)	Longueur aiguille (mm)	Code couleur	Unités/ carton	CHF/ carton
050164B	19	1,1	19	Crème	50	NC -
050165B	21	0,8	19	Vert	50	NC -
050166B	22	0,7	19	Noir	50	NC -
050167B	23	0,6	19	Bleu	50	NC -
050168B	25	0,5	19	Orange	50	NC -
050169*	27	0,4	13	Gris	100	NC -

* longueur tubulure 20 cm



Cathéters

Cathéters courts

- Cathéters courts pour voie veineuse périphérique
- Aiguilles à triple biseau avec ergot d'orientation
- Cathéter à paroi fine en polyuréthane avec quatre bandes longitudinales de radio-capacité
- Embase avec ergot permettant de faire monter le cathéter d'un doigt, et chambre de reflux transparente
- Modèles avec ou sans ailettes ; les ailettes sont perforées pour une éventuelle fixation du cathéter par suture
- Code couleur conforme à la norme 6009
- Mandrins d'obturation disponibles séparément (gauge 24 exceptée)

Cathéters courts de sécurité

- Aiguilles à triple biseau
- En polyuréthane
- Système de protection automatique
- Clic sonore indiquant la mise en place du bouclier protecteur
- Impossibilité de désactiver la sécurité
- Manipulation d'une seule main, dispositif ergonomique





Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
921048	Cathéters courts de sécurite sans ailette	50	NC -
921049	Cathéters courts de sécurite avec ailettes	50	NC -
921050	Cathéters courts sans ailette	50	NC -
921051	Cathéters courts avec ailettes	50	NC -

Microfuseurs Venofix A

- Dispositif épicranien avec tubulure en PVC de 30 cm
- Embase munie d'un obturateur
- Les ailettes souples garantissent une préhension facilitée
- La flexibilité de la tubulure évite toute traction sur le site d'injection lors de la perfusion

Référence	ø (mm)	Gauge	Longueur (mm)	Couleur embase	Unités/ carton	CHF/ carton
921052	0,4	27	10	Gris	50	NC -
921061	0,5	25	15	Orange	50	NC -
921062	0,55	24	20	Violet	50	NC -
921063	0,7	22	20	Noir	50	NC -
921064	0,8	21	20	Vert	50	NC -
921065	1,1	19	20	Crème	50	NC -



Garrots non stériles 75 cm



- Garrots 75 cm
- DM classe I

- Garrots latex :
  - 100% latex naturel
  - Largeur : 18 mm
  - Lavable en machine

- Garrots synthétiques :
  - Surface texturée sans latex
  - Coloris bleu
  - Largeur : 25 mm

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Nombre/ boîte	CHF / boîte
030641	Garrots en latex	18	25	NC -
031518	Garrots synthétiques	25	30	NC -

Garrots en polyisoprène



- Sans latex, peu abrasif
- A usage unique
- Epaisseur constante pour éviter tout risque de déchirure

Référence	Dimensions (mm)	Conditionnement	Coloris	CHF
320534	457,2 x 25,4	Sachet de 100	Vert	NC -
320536		Sachet de 250	Orange	NC -
320537		Rouleau de 25		NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com