Aiguilles de gavage de Drencher



- En acier inox, autoclavables
- Luer Lock

Canules de laboratoire, mousse

Référence	Type	Gauge	ø x longueur (mm)	CHF/ carton
061304	Canule	14G	2,2 x 100	NC -

Drenchers (canules de droguage pour animaux)

Référence	Type	Gauge	ø x longueur (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
061305	Courbe	20G	0,9 x 25	3	NC -
061306	Courbe	18G	1,2 x 51	3	NC -
061307	Courbe	16G	1,6 x 102	2	NC -
061308	Courbe	11G	3,0 x 203	2	NC -
061309	Droite	20G	0,9 x 25	3	NC -
061310	Droite	18G	1,2 x 51	3	NC -
061311	Droite	16G	1,6 x 102	2	NC -
061312	Droite	11G	3,0 x 203	2	NC -



Retrouvez notre gamme complète d'aiguilles et seringues sur milian.com

Aiguilles d'intubation à usage unique




- Embout Luer en plastique
- Tige en acier inox souple
- Embout stérile en silicone
- Non toxiques
- Emballées par sachet de 5, 20 sachets dans une carton

Pyro-gènes

Référence	Jauge	Longueur	ø x l (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
075516	20G	1 1/2"	0,9 x 38,1	100	NC -
075517	18G	2"	1,27 x 50,8	100	NC -
075518	15G	3"	1,83 x 76,2	100	NC -

Aiguilles de laboratoire à pointe mousse



- A pointe mousse, coupée droite
- En acier inox
- Embout Luer

Référence	Jauge	Longueur	ø x l (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
075503	24G	1"	0,56 x 25,4	12	NC -
075504	22G	1 1/2"	0,71 x 38,1	12	NC -
075505	20G	1 1/2"	0,9 x 38,1	12	NC -
075506	20G	4"	0,9 x 101,6	12	NC -
075507	20G	6"	0,9 x 152,6	12	NC -
075508	18G	2"	1,27 x 50,8	12	NC -
075509	18G	4"	1,27 x 101,6	12	NC -
075510	18G	6"	1,27 x 152,4	12	NC -
075511	16G	2"	1,65 x 50,8	12	NC -
075512	16G	4"	1,65 x 101,6	12	NC -
075513	15G	4"	1,83 x 101,6	12	NC -
075514	14G	4"	2,11 x 101,6	12	NC -
075515	14G	6"	2,11 x 152,4	12	NC -

Aiguilles de micro émulsion



- En acier inox
- Pour faciliter le mélange d'adjuvants ou d'émulsion, de liquides de viscosité différentes
- Se placent sur deux seringues à embout Luer Lock
- Avec ou sans axe de renforcement
- Emballées par 4

			Sans tige de renforcement		Avec tige de renforcement	
Jauge	Longueur (mm)	ø x l (mm)	Référence	CHF les 4	Référence	CHF les 4
25G	2 7/8"	0,51 x 73	-	-	075525	NC -
22G	2 7/8"	0,71 x 73	075520	NC -	075526	NC -
20G	2 7/8"	0,9 x 73	075521	NC -	075527	NC -
18G	2 7/8"	1,27 x 73	075522	NC -	075528	NC -
16G	2 7/8"	1,65 x 73	-	-	075588	NC -
20G	1 7/8"	0,9 x 47,6	075523	NC -	-	-
18G	1 7/8"	1,27 x 47,6	075524	NC -	-	-