
Aiguilles extra-longues

➤ **Pointe biseautée** ➤ **Aiguille inox et raccord luer inox 304**

Référence	Jauge	Longueur	ø x l (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
075573	16G	12”	1,47 x 305	12	NC -
075575	16G	4”	1,47 x 102	12	NC -
075574	16G	6”	1,47 x 152	12	NC -
075572	18G	10”	1,3 x 254	12	NC -
075550	18G	12”	1,3 x 305	12	NC -
075571	18G	4”	1,3 x 102	12	NC -
075549	18G	6”	1,3 x 152	12	NC -
075569	19G	4”	1,07 x 102	12	NC -
075570	19G	6”	1,07 x 152	12	NC -
075568	20G	10”	0,9 x 254	12	NC -
075548	20G	12”	0,9 x 305	12	NC -
075567	20G	4”	0,9 x 102	12	NC -
075543	20G	6”	0,9 x 152	12	NC -
075547	20G	8”	0,9 x 203	12	NC -
075565	21G	4”	0,8 x 102	12	NC -
075566	21G	6”	0,8 x 152	12	NC -
075544	22G	6”	0,7 x 152	12	NC -
075564	22G	4”	0,7 x 102	12	NC -



Aiguilles d’intubation

Aiguilles en acier inox terminées par une boule pour éviter toute blessure des tissus lors de l’intubation des animaux.
4 types d’aiguilles : droite, pliée, courbée pour petits animaux ou courbée pour grands animaux. Emballées par 12.

Réf.	Forme	Jauge	Longueur	ø boule (mm)	Animal	ø x h (mm)	CHF les 12
075471	Droite	24G	1”	1,25	Souris 14 g	0,56 x 25,2	NC -
075472	Droite	22G	1”	1,25	Souris 15 - 20 g	0,71 x 25,2	NC -
075473	Droite	22G	1 1/2”	1,25		0,71 x 38,1	NC -
075474	Droite	20G	1”	2,25	Souris 20 - 25 g rat 50 - 75 g	0,9 x 25,2	NC -
075475	Droite	20G	1 1/2”	2,25		0,9 x 38,1	NC -
075476	Droite	20G	3”	2,25	Souris 20 - 25 g	0,9 x 76,2	NC -
075477	Droite	18G	1”	2,25	Souris 25 - 30 g rat 75 - 120 g coch d’Inde 250 g	1,27 x 25,2	NC -
075478	Droite	18G	1 1/2”	2,25		1,27 x 38,1	NC -
075479	Droite	18G	2”	2,25	Souris 30 - 35 g rat 100 - 200 g coch d’Inde 350 g	1,27 x 50,8	NC -
075480	Droite	18G	3”	2,25		1,27 x 76,2	NC -
075482	Droite	16G	2”	3	Rat 100 - 200 g	1,65 x 50,8	NC -
075483	Droite	16G	3”	3	Coch d’Inde 350 g	1,65 x 76,2	NC -
075484	Droite	14G	3”	4	Coch on d’Inde 400 - 600 g	2,11 x 76,2	NC -
075485	Droite	13G	3”	4		2,41 x 76,2	NC -
075486	Courbe	20G	1 1/2”	2,25	Souris 20 - 25 g	0,9 x 38,1	NC -
075487	Courbe	20G	3”	2,25		0,9 x 76,2	NC -




Réf.	Forme	Jauge	Longueur	ø boule (mm)	Animal	ø x h (mm)	CHF les 12
075488	Courbe	18G	1 1/2”	2,25	Rat 75 - 120 g	1,27 x 38,1	NC -
075489	Courbe	18G	2”	2,25	Souris 30 - 35 g rat 100 - 200 g	1,27 x 50,8	NC -
075490	Courbe	18G	3”	2,25		1,27 x 76,2	NC -
075491	Courbe	16G	2”	3	Rat 100 - 200 g	1,65 x 50,8	NC -
075492	Courbe	16G	3”	3	Rat 150 - 300 g coch d’Inde 350 g lapin 1 - 3 kg	1,65 x 76,2	NC -
075493	Courbe	16G	4”	3		1,65 x 101,6	NC -
075494	Courbe	14G	3”	4	Coch d’Inde 400 g	2,11 x 76,2	NC -
075495	Courbe	18G	2”	3	Coch d’Inde 250 g	1,27 x 76,2	NC -
075496	Pliée	12G	3 1/2”	6,25	Primate ‹ 4,5 kg	2,7 x 8,82	NC -

Aiguilles Microfil™ non métalliques

- **Pour le remplissage des micropipettes en évitant la formation de bulles d’air**
- **Extrêmement flexibles**
- **Résistants à la plupart des acides, bases et solvants organiques, chimiquement inertes**
- **Composition : plastique et silice, exemptes de métal**
- **Livrées avec un embout type Luer**
- **Stérilisables, autoclavables**

Réf.	Gauge	Longueur (mm)	ø externe (mm)	ø interne (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
050200	34G	67	0,164	0,1	5	NC -
050202	28G	97	0,35	0,25	5	NC -
050204	28G	67	0,35	0,25	5	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com