Vacuette - tubes neutres sans anticoagulant ni activateur

Réf.	Vol. (ml)	Code couleur	Bague	Fermeture	Format (mm)	Etiquette	Unités/ carton	CHF/ carton
454088A	2	Blanc	Blanche	1/4 vissant	75 x 13	Papier	50	22,30 -
454001A	4	Blanc	Noire	1/4 vissant	75 x 13	Papier	50	17,15 -
456001A	6	Blanc	Blanche	1/4 vissant	100 x 13	Papier	50	17,95 -
455001A	9	Blanc	Blanche	coiffant	100 x 16	Papier	50	19,45 -

Accessoires de prélèvement

Aiguilles transparentes Visio+

Aiguilles avec une fenêtre optique pour visualiser le retour sanguin veineux.

- **Une meilleure optimisation du prélèvement**
- **Plus de confort pour le préleveur**
- **Parfaites pour les formations au prélèvement**
- **Evitent le repiquage systèmatique des veines difficiles**

Référence	Gauge	Coloris	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
450040	21 G - 1,5»	Verte	100	2000	2145,80 -
450041	22 G - 1,5»	Jaune	100	2000	1936,70 -
450042	21 G - 1»	Verte	100	2000	1890,40 -
450043	22 G - 1»	Jaune	100	2000	1914 -

Aiguilles multiples

Référence	Aiguille multiple Vacuette®	Gauge	Coloris	Unités/ sachet	CHF/ sachet
450071	7/10ème - 25 mm	22 G - 1»	Noire	100	55,20 -
450072	8/10ème - 25 mm	21 G - 1»	Verte	100	56,90 -
450073	9/10ème - 25 mm	20 G - 1»	Jaune	100	56,90 -
450075	7/10ème - 38 mm	22 G - 1,5»	Noire	100	53,30 -
450076	8/10ème - 38 mm	21 G - 1,5»	Verte	100	55,15 -
450077	9/10ème - 38 mm	20 G - 1,5»	Jaune	100	58,45 -
450070	Adaptateur Luer	20 G - 1»	Bleue	100	70,15 -

Corps de pompe avec Luer excentré : Holdex®

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
450263	Corps avec embout luer excentré, stérile	700	700	339,55 -

Corps de pompe sécurité type court QuickShield®

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
450230	Corps de pompe sécurité QuickShield®	1000	1000	190,75 -

Corps de pompe standard

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
450201	Corps standard Vacuette® version courte	10	10	6,10 -

Bouchons de sécurité pour tubes sous vide

Les bouchons référence 080165 (ø 13 mm) et 080166 (ø 16 mm) ont été développés pour reboucher les tubes sous vide après analyse. Ils assurent une triple sécurité : pas de risque de contamination, pas d'effet aérosol (contrairement aux bouchons traditionnels), facilité d'ouverture.

Diamètre 13 mm

Naturel	Jaune	Bleu	Rouge	Vert	Mauve	Gris	CHF les 1000
080165	080165J	080165B	080165R	080165V	080165M	080165G	71,50 -

Diamètre 16 mm

Naturel	Jaune	Bleu	Rouge	Vert	Mauve	Gris	CHF les 1000
080166	080166J	080166B	080166R	080166V	080166M	080166G	84,70 -



Container en polypropylène pour Vacuettes®

Pour le transport des échantillons en toute sécurité, du prelèvement à l'analyse en laboratoire.

- **En polypropylène, avec insert en mousse**
- **Dimensions du container : Ø x h = 113 x 180 mm**
- **Couvercle vissant avec mousse absorbante**
- **12 emplacements pour tubes Vacuette® de diamètre 9 à 16 mm et hauteur 100 mm**

Réf.	Désignation	CHF
390859	Container pour 12 vacuettes, avec boîte de transport en carton	30,45 -
390860	Container pour 12 vacuettes	22,20 -



Coffrets d'expédition Mediapack pour tubes

- **Légers et robustes, en polypropylène**
- **Assurant une parfaite protection du contenu**
- **Réutilisables, stérilisation à l'autoclave**
- **Réfrigérables, pratiquement étanches**
- **Faciles à nettoyer**
- **Empilables**
- **Testés par la Poste**
- **Gravure gratuite dès 3000 coffrets**

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
950140	Coffret d'expédition PP pour 2 tubes jusqu'à 16 x 117 mm	500	892 -
950141B	Coffret d'expédition PP pour 3 tubes jusqu'à 16 x 110 mm	400	NC -
950142	Coffret d expédition PP pour 1 tube jusqu'à 16 x 117 mm	100	202,80 -
950143	Coffret d'expedition PP pour 1 tube jusqu'à 41,5 x 71 mm	100	187,10 -
950144	Coffret d'expedition PP pour 1 tube jusqu'à 30 x 117 mm	100	174,30 -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com