Systèmes de prélèvement sous vide BD Vacutainer



Système de prélèvement pour sang ou urine, avec tubes sous vide stériles en PET ou en verre.

- **Bouchon Hemogard pour une sécurité renforcée lors du prélèvement et du transport**
- **Minimisent les risques d'exposition au sang par projection ou contact**
- **Conformes aux normes ISO 6710, NF EN 14820 et référentiel CLSI H1-A6**

Tubes pour prélèvement sanguin

Tube sec sans additifs

Vol. (ml)	Dim. (mm)	Coloris bouchon	Matière	Étiquette papier	CHF les 100
3	13 x 75	Blanc	PET	362725A	NC -

Tubes CAT (silice) avec activateur de coagulation

Vol. (ml)	Dim. (mm)	Coloris bouchon	Matière	Étiquette papier	CHF les 100	Étiquette transparente	CHF les 100
2	13 x 75	Rouge	PET	368492A	NC -	368271A	NC -
4	13 x 75	Rouge	PET	369032	NC -	365904	NC -
6	13 x 100	Rouge	PET	368815A	NC -	367819A	NC -
10	16 x 100	Rouge	PET	367896A	NC -	-	-

Tubes SST II avec activateur de coagulation et séparateur de plasma

Vol. (ml)	Dim. (mm)	Coloris bouchon	Matière	Étiquette papier	CHF les 100	Étiquette transparente	CHF les 100
2,5	13 x 75	Or	PET	366882A	NC -	-	-
3,5	13 x 75	Or	PET	367957	NC -	368498A	NC -
3,5	13 x 75	Rouge	PET	366880A	NC -	-	-
3,5	13 x 75	Rouille	PET	368965A	NC -	-	-
3,5	13 x 75	Blanc translucide	PET	368967A	NC -	-	-
5	13 x 100	Or	PET	367955A	NC -	366566A	NC -
5	13 x 75	Rouge	PET	366881A	NC -	-	-
5	13 x 100	Rouille	PET	368968A	NC -	-	-
5	13 x 100	Blanc translucide	PET	368970A	NC -	-	-
8,5	16 x 100	Or	PET	367953	NC -	366644	NC -
8,5	16 x 100	Rouge	PET	366468A	NC -	-	-

Tubes héparinés pour analyse de plasma

Vol. (ml)	Dim. (mm)	Couleur bouchon	Matière	Étiquette papier	CHF les 100	Étiquette transparente	CHF les 100
Héparine de lithium - LH							
2	13 x 75	Vert translucide	PET	368494A	NC -	368272A	NC -
4	13 x 75	Vert	PET	368884A	NC -	368496A	NC -
6	13 x 100	Vert	PET	368886A	NC -	368889A	NC -
10	16 x 100	Vert	PET	367526A	NC -	-	-
Héparine de lithium LH et séparateur de plasma							
3	13 x 75	Vert clair	PET	367374	NC -	368497A	NC -
4,5	13 x 100	Vert clair	PET	367376A	NC -	366567A	NC -
8	16 x 100	Vert clair	PET	367378A	NC -	-	-
Héparine de sodium - NH							
4	13 x 75	Vert	PET	367869A	NC -	-	-
6	13 x 100	Vert	PET	367876A	NC -	-	-

Tubes pour détermination des éléments traces

Vol. (ml)	Dim. (mm)	Couleur bouchon	Matière	Additif	Étiquette papier	CHF les 100
6	13 x 100	Bleu marine	PET	CAT (silice)	368380A	NC -
6	13 x 100	Bleu marine	PET	K2 EDTA	368381A	NC -



Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver le guide de choix des tubes Vacutainer

Tubes pour détermination du glucose et du lactate

Vol. (ml)	Dim. (mm)	Couleur bouchon	Matière	Étiquette papier	CHF les 100	Étiquette transparente	CHF les 100
Tubes fluorure/oxalate							
2	13 x 75	Gris	PET	368920A	NC -	-	-
4	13 x 75	Gris	PET	368921A	NC -	-	-
6	13 x 100	Gris	PET	368201A	NC -	-	-
Tubes fluorure/EDTA							
2	13 x 75	Gris	PET	368520A	NC -	367933A	NC -
4	13 x 75	Gris	PET	368521A	NC -	-	-

Tubes Vacutainer pour tests de coagulation - 9NC citrate de sodium / CTAD

Vol. (ml)	Dim. (mm)	Couleur bouchon	Matière	Additif	Étiquette papier	CHF les 100	Étiquette transparente	CHF les 100
4,5	13 x 75	Bleu clair	Verre	0,105 M	367714A	NC -	-	-
1,8	13 x 75	Bleu translucide	PET	9NC - 0,109 M	-	-	368273A	NC -
2,7	13 x 75	Bleu clair	PET	9NC - 0,109 M	363048	NC -	364305A	NC -
2,7	13 x 75	Bleu clair	Verre	CTAD 0,109 M	-	-	-	-
4,5	13 x 75	Bleu clair	Verre	CTAD 0,109 M	-	-	-	-
1,8	13 x 75	Bleu translucide	PET	9NC - 0,129 M	363097A	NC -	-	-
2,7	13 x 75	Bleu clair	PET	9NC - 0,129 M	363079A	NC -	-	-
4,5	13 x 75	Bleu clair	Verre	0,129 M	367704A	NC -	366646A	NC -

Tubes pour hématologie

Vol. (ml)	Dim. (mm)	Couleur bouchon	Matière	Étiquette papier	CHF les 100	Étiquette transparente	CHF les 100
Tubes K2 EDTA							
2	13 x 75	Violet translucide	PET	368841A	NC -	368274A	NC -
3	13 x 75	Violet translucide	PET	368856A	NC -	368499A	NC -
4	13 x 75	Violet	PET	368861A	NC -	367862	NC -
4	13 x 75	Rose	PET	366164A	NC -	-	-
6	13 x 100	Violet	PET	367864A	NC -	365900A	NC -
10	16 x 100	Violet	PET	367525A	NC -	-	-
Tubes K3 EDTA							
2	13 x 75	Violet translucide	PET	367836A	NC -	367858	NC -
3	13 x 75	Violet translucide	PET	368857A	NC -	-	-
4	13 x 75	Violet	PET	368860A	NC -	368270A	NC -
5	13 x 75	Rose*	Verre	361017A	NC -	-	-

* tubes Aprotinine/EDTA K3

Tubes 4NC citrate de sodium - sédimentation

Vol. (ml)	Dim. (mm)	Couleur bouchon	Matière	Additif	Étiquette papier	CHF les 100
5	10,25 x 120	Noir	Verre	0,105 M	366674A	NC -
1,6	13 x 75	Noir	Verre	0,129 M	367740A	NC -

Tubes pour détermination du groupe sanguin - solution ACD

Vol. (ml)	Dim. (mm)	Couleur bouchon	Matière	Additif	Étiquette papier	CHF les 100
6	13 x 100	Jaune clair	Verre	ACD - solution B	367756A	NC -
8,5	13 x 100	Jaune clair	Verre	ACD - solution A	366645A	NC -