Cuvette à dissection



- **Indéformable et résistant aux chocs**
- **Equipée d'un fond amovible clair et imputrescible**
- **Facile à nettoyer**

Référence	Désignation	Dimensions L x l x h (mm)	CHF
232000	Fond	290 x 190	**NC -**

Planche à dissection




Planche à dissection en polypropylène.
Dimensions : 300 x 210 x 9 mm.

Référence	Désignation	CHF
030927	Planche à dissection	**NC -**

Plateau à dissection




Plaque à dissection à placer sur un base de maintien.

Caractéristiques base

- **Avec réservoir pour les liquides de nettoyage**
- **En HIPS (High impactpolystyrène)**
- **Dimensions : 481 x 656 x 91 mm**

Référence	Désignation	CHF
040259	Base pour plateau à dissection	**NC -**
040263	Plateau à dissection	**NC -**



Caractéristiques plateau

- **A placer sur la base pour une meilleure stabilité**
- **Plateau étudié avec rigoles d'écoulement**
- **Graduations en cm et inches**
- **Grille graduée en mm**
- **Cercles de mesure des pièces de biopsie avec diamètre en mm ou inches**
- **En polyéthylène haute densité**
- **Dim. : 575 x 400 x 12,5 mm**

Trousse à dissection

Ensemble d'instruments à dissection en acier inox (marquage CE) contenus dans un étui à intérieur velours et à fermeture éclair.

CE



Contenu	Nombre d'unité				
	A	**B**	**C**	**D**	**E**
Ciseau pointu arrondi 14 cm	1	1	1	1	-
Ciseau fin pointu 11 cm	1	1	1	1	-
Ciseaux chirurgicaux droits 16 cm	-	-	-	-	1
Pince droit, bouts arrondis 14 cm	1	1	1	1	-
Pince droite 15,5 cm	-	-	-	-	1
Pince fine pointu 11 cm	1	1	1	1	-
Pince 2 griffes	-	1	-	-	1
Pince Mayo-Hegel porte-aiguille 16 cm	-	-	-	-	1
Pince "Dumont" n°5 11 cm	-	1	-	1	-
Manche scalpel n° 3	-	-	-	-	1
Manche scalpel n°4	1	1	-	-	1
Lame scalpel n°21	5	5	-	-	
Lame de scalpel pour manche n° 3	-	-	-	-	1
Lame de scalpel pour manche n° 4	-	-	-	-	1
Scalpel à lame fixe 40 mm	-	-	1	1	-
Scalpel à lame fixe 50 mm	-	-	-	1	-
Forceps Adson 12 cm	-	-	-	-	1
Rasoir pour histologie manche métal	-	-	-	1	-
Aiguille pointue (manche métal)	2	2	1	1	-
Aiguille lancéolée (manche métal)	-	-	1	1	-
Aiguille à dissection incurvée	-	-	-	-	1
Aiguille à dissection doite	-	-	-	-	1
Sonde cannelée	-	1	1	-	1
Sonde boutonnée	-	1	-	-	-
Pince Clamp droite 14 cm	-	-	-	-	1
Compte-goutte	-	-	-	-	1
Réglette en acier inox	-	-	-	-	1
Crochets avec chaine	-	-	-	-	1
Référence trousse	**005100**	**005101**	**005102**	**005103**	**W504167**
CHF la trousse	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**