Pinces avec pointes ultra précises



- Acier chirurgical
- Pointes fines, arrondies et inclinées
- Traitement de surface : sablé
- Résistantes jusqu'à +250 °C

Réf.	L x l (mm)	L. pointe (mm)	Epaisseur pointe (mm)	Résistance aux acides	Type	€HT
327004	114,4 x 10,1	0,3 ± 0,1	0,2 ± 0,1	Non	-	**NC -**
327005	109,3 x 9,5	0,3 ± 0,1	0,2 ± 0,1	Oui	Inox anti-magnétique	**NC -**
327006	111,5 x 10	0,3 ± 0,1	0,2 ± 0,1	Oui	-	**NC -**

Forceps en acier inox bouts pointus ou arrondis





Bouts pointus

	Standard		Coatés PTFE		Machoires lisses coatés PTFE	
Broche de guidage	Oui		Oui		Non	
Longueur (mm)	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**
115	**442113**	**NC -**	**442116**	**NC -**	**442258**	**NC -**
130	**442114**	**NC -**	**442117**	**NC -**	**442259**	**NC -**
160	**442115**	**NC -**	**442254**	**NC -**	**442260**	**NC -**

Bouts arrondis

	Standard		Coatés PTFE		Machoires lisses coatés PTFE	
Broche de guidage	Oui		Oui		Non	
Longueur (mm)	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**
115	**442255**	**NC -**	**442123**	**NC -**	**442261**	**NC -**
130	**442256**	**NC -**	**442124**	**NC -**	**442262**	**NC -**
160	**442121**	**NC -**	**442257**	**NC -**	**442263**	**NC -**
300	**442122**	**NC -**	-	-	-	-

