
Pinces fines



Pinces de types “Dumont”, pointues et fines. En acier inox.
Marquage CE.

Référence	Désignation	ø pointe (mm)	Longueur (cm)	CHF
005091	Pince droite type n°3	0,65	12	**NC -**
005092	Pince droite type n°5	0,55	11	**NC -**
005093	Pince courbée type n°7	0,40	11	**NC -**
005094	Pince type Feilchenfeld	0,85	11	**NC -**

Pinces à dissection



Référence	Utilisation	Longueur (cm)	Forme	CHF
711197	Pince à écharde	10	Pointue	**NC -**
711198	Pince dissection	10	Fine courbe	**NC -**
711199	Pince dissection	11,50	Fine droit	**NC -**
711200	Pince brucelles	13	Coudée	**NC -**
711201	Pince dissection	14	Fine droite	**NC -**
711202	Pince dissection	11,50	Forte droite	**NC -**
711203	Pince dissection	14,50	Forte droite	**NC -**

Pinces en acier inoxydable 18/12 Wironit

Le Wironit est un acier inoxydable 18/12 avec 18 % de chrome et de 10 à 12 % de nickel, encore plus résistant à la corrosion.

Dissection



Préparation



Type		Longueur (mm)	Référence	CHF
Dissection	Pointue	120	**491030**	**NC -**
	Pointue	160	**491031**	**NC -**
Préparation	Arrondie	100	**491032**	**NC -**
	Pointue	100	**491033**	**NC -**
Brucelles	Courbée	105	**491034**	**NC -**
	Courbée	115	**491035**	**NC -**
	Courbée	130	**491036**	**NC -**
	Droite	120	**491039**	**NC -**
	Droite	130	**491037**	**NC -**
	Droite	140	**491040**	**NC -**
	Arrondie	115	**491038**	**NC -**
Dumont	n° 4	105	**491041**	**NC -**
	Angulaire	105	**491042**	**NC -**
	Courbée	105	**491043**	**NC -**
	n° 7	105	**491044**	**NC -**
Soudure	Droite	160	**491045**	**NC -**
Pour lamelles	-	105	**491046**	**NC -**
	Courbée	160	**491047**	**NC -**
	Droite	160	**491048**	**NC -**

Brucelles



Dumont



Soudure



Pour lamelles



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com