Pinces à griffes

Marquage CE. En acier inoxydable, ces pinces présentent :
- soit 1 griffe à une extrémité et 2 griffes à l'autre ;
- soit 2 griffes à une extrémité et 3 griffes à l'autre.



Référence	Désignation	Longueur (cm)	CHF
005089	Pince à 3 griffes (1 + 2)	14	NC -
005090	Pince à 5 griffes (2 + 3)	14	NC -

Pinces pour lamelles couvre-objet



Pinces en acier inoxydable 18/8 ou en acier recouvert de Teflon pour lamelles couvre-objet.

Référence	Matériau	Bout	Longueur (mm)	CHF
076135	Acier inox	Droit	105	NC -
076136	Acier inox	Courbe	105	NC -
076137	Acier Teflon	Courbe	105	NC -

Pinces Brucelles de précision



Référence	Désignation	CHF
076419	Pincette droite 120 mm	NC -
076420	Pincette à angle 120 mm	NC -

Pinces pour les filtres membranes

- **Pour la manipulation de filtres membranes**
- **Pinces en acier inoxydable poli avec bouts arrondis plats**
- **Stérilisables en autoclave ou par flambage après trempage dans l'alcool**
- **Vendues par 3 : coloris vert anis, bleu turquoise et rose fuchsia**



Référence	Désignation	CHF le lot de 3
051000	Pinces à bouts plats, lot de 3 coloris assortis	NC -

Pinces Wafer

Pinces pour filtres

- **En acier chirurgical**
- **Pointes douces conductrices en fibres de verre**
- **Résistantes jusqu'à +250 °C**
- **Surface lisse**



Référence	L x l (mm)	Largeur pointe (mm)	Epaisseur pointe (mm)	€HT
327001	136,3 x 10,2	13,2 ± 0,1	0,2 ± 0,1	NC -
327002	136,6 x 9,8	27,4 ± 0,1	0,3 ± 0,1	NC -

Pince pour lamelles

- **En acier chirurgical**
- **Traitement de surface : sablé**
- **Résistante aux acides**
- **Inoxydable**
- **Antimagnétique**



Référence	L x l (mm)	Largeur pointe (mm)	Epaisseur pointe (mm)	€HT
327003	132,2 x 10,4	60,1 ± 0,2	0,4 ± 0,1	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com