Pincettes pour tissus avec embout en anneau



Pointe en acier inoxydable 18/8. En forme d'anneau, pour des tissus sensibles.

Référence	Ø anneau (mm)	Longueur (mm)	CHF
764000	6	90	**NC -**
764001	3	90	**NC -**

Pince à bouts caoutchouc pour verrerie



Facilite la préhension de capillaires en verre sans casse ni contamination.

Référence	Désignation	CHF
W77020	Pince à bouts caoutchouc pour verrerie	**NC -**

Aiguilles et lancettes à dissection




Aiguilles et lancettes en acier inox 18/8 avec ou sans manchette.Autoclavables.

	Sans poignée		Avec poignée plastique		Avec poignée inox	
Longueur (mm)	100		140		140	
Modèle	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**
Aiguille droite	**076256**	**NC -**	**076257**	**NC -**	**076258**	**NC -**
Aiguille courbe	-	-	**076259**	**NC -**	**076260**	**NC -**
Lancette	**076261**	**NC -**	**076262**	**NC -**	**076263**	**NC -**

INOX
DISSECTION
PRÉLÈVEMENT

Manche, anse et aiguilles en acier inoxydable 18/12 Wironit



Le Wironit est un acier inoxydable 18/12 avec 18 % de chrome et de 10 à 12 % de nickel, encore plus résistant à la corrosion, et anti-magnétique.

Référence	Désignation	Unité d'emb.	CHF
491026	Manche pour anse, L : 170 mm	1	**NC -**
491007	Aiguilles droites, L : 50 mm	10	**NC -**
491008	Aiguilles lancéolées, L : 50 mm	10	**NC -**
491009	Anses Wironit, Ø : 2,5 mm, L : 50 mm	10	**NC -**

