Spatules anti-statique en polystyrène

- Usage unique
- Emballage individuel
- Stériles

Pyro-gènes — DNase RNase



Réf.	Désignation	Longueur (mm)	Largeur cuillère (mm)	Largeur autre côté (mm)	CHF les 100
003003	Avec côté cuillère / cuillère pointue	246	12	12	NC -
003004	Avec côté cuillère / cuillère fine	0,49	12	6	NC -
003005	Avec côté cuillère / arrondi	247	12	8	NC -
003006	Avec côté cuillère / V	247	12	8	NC -
003007	Avec côté cuillère / plat	247	12	8	NC -

Micro-spatules de prélèvement



- Polystyrène blanc
- Usage unique
- Extrémités arrondies de 1,0 et 0,25 ml
- Production, montage et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7
- Conformes aux directives alimentaires UE et FDA

Référence	Stérile	Emballage individuel	CHF
795633	Non	Non	NC -
795634	Oui	Oui	NC -

Cuillères noires stériles

- En polystyrène, stériles,emballées individuellement
- 3 tailles disponibles : 60, 125 et 250 ml
- Cuillères noires pour mieux visualiser le matériau à transférer

Référence	Capacité (ml)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
088727B	60	100	NC -
088728B	125	100	NC -
088729B	250	100	NC -



Couvert multifonctions

- 3 en 1 : cuillère, fourchette et couteau
- Côtés tranchants pour droitiers et gauchers
- Longueur : 180 mm
- En polystyrène blanc
- Emballage stérile unitaire
- Prélèvement d'échantillons liquides ou solides
- Alimentarité : matière conforme au règlement n° 1935/2004



Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
150127	Couvert multifonctions	500	NC -

Cuillères avec spatule, à usage unique


- Double spatule avec cuillère 0,5 ml et lame de spatule 17 mm
- En polystyrène blanc
- Résistantes aux produits chimiques et à la corrosion
- Stérilisées par irradiation gamma
- Produites et assemblées en chambre blanche classe 7
- Conformes aux directives EU food et FDA

Référence	Désignation	Stérile	Emballage individuel	Unités/ boîte	CHF/ boîte
795631	Cuillère avec spatule LaboPlast	Non	Non	100	NC -
795632	Cuillère avec spatule SteriPlast	Oui	Oui	100	NC -



Cuillère en polystyrène

Matériau	Polystyrène
Longueur (mm)	150
Volume (ml)	8
Stérile	Oui
Référence	**483044**
Unité d'emb.	1
Unités/carton	1000
CHF/carton	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com