Filtres membrane Isopore




Membrane en polycarbonate, translucide pour les observations au microscope.

- **Surface parfaitement lisse pour une observation plus facile de l'échantillon**
- **Pores cylindriques calibrés**
- **Utilisation jusqu'à 140 °C**
- **Compatibilité chimique : solutions aqueuses, solvants non polaires, alcools**

Applications

- **Analyse des particules et cellules au microscope électronique à balayage**
- **Fractionnement de cellules/particules**
- **Cultures cellulaires**
- **Analyse de l'amiante**
- **Epifluorescence**

Ø (mm)	13		25		47		142	
Seuil (µm)	Réf.	CHF les 100	Réf.	CHF les 100	Réf.	CHF les 100	Réf.	CHF les 100
0,1	044218	NC -	044219	NC -	044220	NC -	-	-
0,22	044200	NC -	044201	NC -	044202	NC -	-	-
0,4	044206	NC -	044207	NC -	044208	NC -	-	-
0,8	051623	NC -	051624	NC -	051626	NC -	051627	NC -
1,2	044209	NC -	044210	NC -	044211	NC -	-	-
5	044215	NC -	044216	NC -	044217	NC -	-	-
8	051628	NC -	051296	NC -	051452	NC -	-	-
10	044212	NC -	044213	NC -	044214	NC -	-	-



Membranes noires

Ø (mm)	13		25		47	
Seuil (µm)	Réf.	CHF les 100	Réf.	CHF les 100	Réf.	CHF les 100
0,22	044197	NC -	044198	NC -	044199	NC -
0,45	044203	NC -	044204	NC -	044205	NC -

Autres diamètres et dimensions de pores disponibles sur demande.

Membrane en polycarbonate ipPORE



- **Diamètre de 13 à 80 mm**
- **Grande précision de taille de pores**
- **Seuil de coupure de 0,05µm o 12 µm**

Ø (mm)	13		25		37		47		80	
Seuil (µm)	Réf.	CHF les 100	Réf.	CHF les 100	Réf.	CHF les 100	Réf.	CHF les 100	Réf.	CHF les 20
0,05	-	-	321000	NC -	-	-	321013	NC -	-	-
0,1	321029	NC -	321001	NC -	-	-	321014	NC -	321041	NC -
0,2	321030	NC -	321002	NC -	321026	NC -	321015	NC -	321042	NC -
0,4	321031	NC -	321003	NC -	321027	NC -	321016	NC -	321043	NC -
0,6	321032	NC -	321004	NC -	-	-	321053	NC -	321044	NC -
0,8	321033	NC -	321005	NC -	321028	NC -	321018	NC -	321045	NC -
1	321034	NC -	321006	NC -	-	-	321019	NC -	321046	NC -
2	321035	NC -	321007	NC -	-	-	321020	NC -	321047	NC -
3	321036	NC -	321008	NC -	-	-	321021	NC -	321048	NC -
5	321037	NC -	321009	NC -	-	-	321022	NC -	321049	NC -
8	321038	NC -	321010	NC -	-	-	321023	NC -	321050	NC -
10	321039	NC -	321011	NC -	-	-	321024	NC -	321051	NC -
12	321040	NC -	321012	NC -	-	-	321025	NC -	321052	NC -