
Membranes ester de cellulose MCE

- Membrane ester de cellulose
- Autoclavables à 121 °C
- Utilisation recommandée à une température inférieure à 75 °C
- Compatibilité chimique : solutions aqueuses et solvants non polaires
- Disponibles dans de nombreuses dimensions de pores allant de 0,025 µm à 8 µm
- Applications : clarification et stérilisation de fluides, contrôle de la contamination particulaire de l'air, analyses microbiologiques



Surface / Ø (mm)	Unie / 13		Unie / 25		Quadrillée / 25		Unie / 47		Quadrillée / 47	
Seuil (µm)	Référence	CHF les 100	Référence	CHF les 100	Référence	CHF les 100	Référence	CHF les 100	Référence	CHF les 100
0,025	044145	NC -	044146	NC -	-	-	044147	NC -	-	-
0,05	044142	NC -	044143	NC -	-	-	044144	NC -	-	-
0,1	044139	NC -	044140	NC -	-	-	044141	NC -	-	-
0,22	044119	NC -	044120	NC -	-	-	044121	NC -	-	-
0,45	044124	NC -	044125	NC -	044122	NC -	044126	NC -	044123*	NC -
0,65	044116	NC -	044117	NC -	-	-	044118	NC -	-	-
0,8	044113	NC -	044114	NC -	044111	NC -	044115	NC -	044112	NC -
1,2	044127	NC -	044128	NC -	-	-	044129	NC -	-	-
3,0	044136	NC -	044137	NC -	-	-	044138	NC -	-	-
5,0	044133	NC -	044134	NC -	-	-	044135	NC -	-	-
8,0	044130	NC -	044131	NC -	-	-	044132	NC -	-	-

*membrane blanche quadrillée noire

Membranes RONE

- Membrane MCE
- Hydrophile
- Membrane en ester de nitrate de cellulose et ester acetate cellulose
- Porosité uniforme
- Pour filtration bactérienne


Seuil (µm)	Ø (mm)	Référence	Unités/ carton	CHF / carton
0,22	25	886174	100	NC -
	47	886176	50	NC -
	90	866178	50	NC -
0,45	25	886175	100	NC -
	47	886177	50	NC -
	90	886179	50	NC -

Membranes ClearLine® en esters de cellulose mixtes (MCE)

- Mélange d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose
- Membranes hydrophiles, biologiquement inertes, à forte absorption et rétention
- Micro-structure uniforme facilitant la détection des particules

Membranes blanches, non-stériles

	Ø 25 mm		Ø 47 mm	
Seuil (µm)	Référence	CHF les 100	Référence	CHF les 100
0,45	175052	NC -	175060	NC -
0,65	175053	NC -	175061	NC -
0,8	175054	NC -	175062	NC -
1,2	-	-	175063	NC -
3	-	-	175064	NC -
5	-	-	175065	NC -
8	-	-	175066	NC -




Membranes stériles noires, quadrillées, Ø 47 mm

Seuil (µm)	Référence	CHF les 100
0,45	175071	NC -

Filtres membrane économiques, stériles quadrillés

- En mixte d'esters de cellulose (acétate de cellulose et nitrate de cellulose)
- Membranes hydrophiles et biologiquement inertes
- Stériles, emballées individuellement

Référence	Seuil (µm)	Coloris	Quadrillage	Ø (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
010362C	0,45	Blanc	Noir	47	100	NC -
175071	0,45	Noir	Blanc	47	100	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com