
FILTRES MEMBRANE PES

Filtres membrane anopore

cytiva

- Faible adsorption protéique
- Membrane hydrophile, excellente compatibilité avec les solvants organiques
- Distribution de taille de pores extrêmement précise, seuil de filtration très bas
- Teneur minimale en extractibles
- Transparente : idéale pour les examens au microscope

Ø (mm)	25		47	
Seuil (µm)	Référence	CHF/ les 50	Référence	CHF/ les 50
0,02	036191	NC -	036188	NC -
0,1	036886	NC -	036189	NC -
0,2	036413	NC -	036190	NC -



Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver le guide de compatibilité chimique des filtres membrane Whatman™

WEB

Filtres membrane cellulose régénérée RC

Whatman®

- Membrane hydrophile
- Convient pour une utilisation avec des solutions aqueuses ou des solvants organiques

Ø (mm)	47		50	
Seuil (µm)	Référence	CHF/ les 100	Référence	CHF/ les 100
0,2	034972	NC -	037178	NC -
0,45	036824	NC -	037159	NC -
1	036885	NC -	10410014	NC -



Membranes Nylon RONE

- Hydrophile
- Résistant aux solvants organiques et alcalins
- Pour filtration de solution sans protéines
- Pour filtration de solvant pour HPLC et Chromatographie ionique

Ø (mm)	25		47		90	
Seuil (µm)	Réf.	CHF/ les 100	Réf.	CHF/ les 50	Réf.	CHF/ les 50
0,2	886189	NC -	886191	NC -	886193	NC -
0,45	886190	NC -	886192	NC -	886194	NC -

Filtres membrane ClearLine® en Nylon


ClearLine®

- Membranes blanches, non-stériles
- Membranes en polyamide (NYL)
- Naturellement hydrophiles, résistent chimiquement aux solutions alcalines et aux solvants organiques
- Structure de pores asymétrique : débit très élevé
- Très bonne stabilité thermique



Ø (mm)	25		47	
Seuil (µm)	Référence	CHF les 100	Référence	CHF les 100
0,22	175045	NC -	175047	NC -
0,45	175046	NC -	175048	NC -

Filtres membrane en nylon hydrophile



Whatman®

- Membrane hydrophile, idéale pour l'élimination des particules dans les solvants
- Large compatibilité chimique
- Utilisation jusqu'à 135 °C

Ø (mm)	25		47	
Seuil (µm)	Référence	CHF/ les 100	Référence	CHF/ les 100
0,2	044190	NC -	044191	NC -
0,45	044192	NC -	044193	NC -

D'autres diamètres et seuils sont disponibles sur demande.

Filtres nylon/polyamide Whatman™



- Membrane hydrophile
- Résistante à certains solvants organiques, adaptée pour une utilisation avec des échantillons à pH élevé (ex : filtration de phases mobiles, tampons, etc.)

Ø (mm)	25		47		50	
Seuil (µm)	Réf.	CHF/ les 100	Réf.	CHF/ les 50	Réf.	CHF/ les 50
0,2	036874	NC -	036876	NC -	037318	NC -
0,45	036875	NC -	036877	NC -	037319	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com