Filtres membrane ClearLine® en PTFE

- A base de polytétrafluoroéthylène (PTFE) laminé d'une couche de PP
- Naturellement hydrophobes, pour la filtration d'air et de gaz
- Haute résistance thermique et chimique
- Pour la filtration de solutions aqueuses, à prémouiller à l'éthanol ou méthanol



Ø (mm)	25		47	
Seuil (µm)	Référence	CHF les 100	Référence	CHF les 100
0,22	-	-	175037	NC -
0,45	175036	NC -	175038	NC -


Filtres membrane polytétrafluoroéthylène (PTFE) Whatman™



- Membrane hydrophobe, résistante aux solvants organiques ainsi qu'aux bases et acides forts (ex : filtration des solvants HPLC)

Ø (mm)	25		47		50	
Seuil (µm)	Référence	CHF/ les 50	Référence	CHF/ les 50	Référence	CHF/ les 50
0,2	10411405	NC -	036869	NC -	034962	NC -
0,45	698006	NC -	036871	NC -	037317	NC -
1	698006	NC -	036872	NC -	10411213	NC -
5	-	-	036873	NC -	10411113	NC -


Filtres membrane Mitex



- Membrane en PTFE sans trame.
- Filtre hydrophobe (rendu hydrophile avec un mouillage au méthanol)
- Utilisation jusqu'à 260 °C
- Filtration dans des conditions chimiques et thermiques extrêmes
- Biologiquement et chimiquement inerte

Ø (mm)	13		25		47	
Seuil (µm)	Référence	CHF/ les 100	Référence	CHF/ les 100	Référence	CHF/ les 100
5,0	044187	NC -	044188	NC -	044189	NC -
10,0	044184	NC -	044185	NC -	044186	NC -

Filtres membrane Fluoropore



- Membrane en PTFE laminé sur trame de polyéthylène
- Filtre hydrophobe (rendu hydrophile avec un mouillage au méthanol)
- Utilisation jusqu'à 130 °C
- Clarification des acides, bases et solvants
- Spectroscopie U.V.


Ø (mm)	13		25		47	
Seuil (µm)	Référence	CHF/ les 100	Référence	CHF/ les 100	Référence	CHF/ les 100
0,22	044173	NC -	044174	NC -	044175	NC -
0,5	044179	NC -	044180	NC -	044181	NC -
1	044170	NC -	044171	NC -	044172	NC -
3	-	-	044182	NC -	044183	NC -

Filtres membrane PTFE hydrophilisé LCR

Ø (mm)	13		25		47	
Seuil (µm)	Référence	CHF/ les 100	Référence	CHF/ les 100	Référence	CHF/ les 100
0,45	044176	NC -	044177	NC -	044178	NC -

- Membrane en PTFE hydrophilisé sans trame
- Pour la filtration des fluides aqueux sans mouillage préalable de la membrane
- Compatible avec tous les solvants couramment employés en CLHP

Filtres membrane Omnipore



- Membrane en PTFE hydrophilisé avec trame polyéthylène
- Epaisseur 85 µm

ø (mm)	ø 13 mm		ø 25 mm		ø 47 mm		ø 90 mm		ø 142 mm	
Seuil (µm)	Réf.	CHF les 100	Réf.	CHF les 100	Réf.	CHF les 100	Réf.	CHF les 25	Réf.	CHF les 25
0,1	053806	NC -	053807	NC -	053808	NC -	053809	NC -	053810	NC -
0,2	053791	NC -	053792	NC -	053793	NC -	053794	NC -	053795	NC -
0,45	053796	NC -	053797	NC -	053798	NC -	053799	NC -	053800	NC -
1	053782	NC -	053783	NC -	053784	NC -	053785	NC -	053786	NC -
5	053801	NC -	053802	NC -	053803	NC -	053804	NC -	053805	NC -
10	053787	NC -	053788	NC -	051810	NC -	053789	NC -	053790	NC -