PAPIERS FILTRE

Papiers filtre standard

AHLSTROM MUNKSJÖ

Grade	Applications	Aspect	Vitesse de filtration	Gamme de rétention (µm)	Grammage (g/m²)	Epaisseur (mm)	Vitesse de filtrations (DIN 53137)
122 (plat ou plissé)	Travaux généraux de laboratoire	Lisse	Rapide	17-30	73	0,17	22
601	Travaux analytiques	Lisse	Moyenne	5-13	73	0,16	88
304	Travaux généraux de laboratoire	Crêpé	Lente	40	120	0,35	11

	Grade 601			Grade 304			Grade 122 (plat)			Grade 122 (plissé)		
Dim. (mm)	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton
Ø 42,5	**1001042B**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 47	**1001047B**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 55	**1001055B**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 70	**1001070B**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 85	**1001085B**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 90	**1001090B**	100	**NC -**	**1113090B**	50	**NC -**	**1114090B**	100	**NC -**	-	-	-
Ø 110	**1001110B**	100	**NC -**	**1113110B**	50	**NC -**	-	-	-	-	-	-
Ø 125	**1001125B**	100	**NC -**	**1113125B**	50	**NC -**	**1114125B**	100	**NC -**	**1214125B**	100	**NC -**
Ø 150	**1001150B**	100	**NC -**	**1113150B**	50	**NC -**	**1114150B**	100	**NC -**	**1214150B**	100	**NC -**
Ø 185	**1001185B**	100	**NC -**	**1113185B**	50	**NC -**	**1114185B**	100	**NC -**	**1214185B**	100	**NC -**
Ø 240	**1001240B**	100	**NC -**	**1113240B**	50	**NC -**	**1114240B**	100	**NC -**	-	-	-
Ø 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1214240B**	100	**NC -**
Ø 270	-	-	-	-	-	-	**1114270B**	100	**NC -**	-	-	-
Ø 320	-	-	-	**1113320B**	50	**NC -**	-	-	-	**1214320B**	100	**NC -**
Ø 400	-	-	-	-	-	-	**1114400B**	100	**NC -**	-	-	-
Ø 500	-	-	-	**1113500B**	50	**NC -**	-	-	-	-	-	-
460 x 570	**1001917B**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Papiers filtre techniques

- **100 % fibres de cellulose**
- **Résistance mécanique**
- **Compatibilité alimentaire**

Grade	Aspect	Gamme de rétention (µm)	Grammage (g/m²)	Epaisseur (mm)	Vitesse de filtrations (DIN 53137)
1101	Crêpé	38 - 75	160	0,55	26
1103	Lisse	12 - 16	150	0,30	65

		Grade 1101 (plissé)		Grade 1103	
Ø (mm)	Unités/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton
70	100	-	-	**1003070B**	**NC -**
90	50	-	-	**1003090D***	**NC -**
110	100	-	-	**1003110B**	**NC -**
125	100	-	-	**1003125B**	**NC -**
150	100	-	-	**1003150B**	**NC -**
185	100	-	-	**1003185B**	**NC -**
240	100	**1213240B**	**NC -**	-	-
320	100	**1213320B**	**NC -**	-	-

Papiers filtre RS

- **Filtres standards**
- **Pour industrie agroalimentaire, pharmaceutique, santé**

Grammage (g/m²)	77
Epaisseur (mm)	0,16/0,18
Rétention (µm)	8-11

		Filtre plat		Filtre plissé	
Ø (mm)	Unités/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton
55	100	**942140**	**NC -**	-	-
70		**942141**	**NC -**	**942419**	**NC -**
90		**942142**	**NC -**	-	-
100		**942143**	**NC -**	**810004**	**NC -**
130		**942144**	**NC -**	**810003**	**NC -**
150		**942145**	**NC -**	**810002**	**NC -**
185		**942862**	**NC -**	-	-
190		**942146**	**NC -**	**810001**	**NC -**
250		**942147**	**NC -**	**810005**	**NC -**
330		**942148**	**NC -**	**140886**	**NC -**
400		**942149**	**NC -**	**810008**	**NC -**



FILTRATION SÉPARATION

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com