PAPIERS FILTRE QUANTITATIFS

Papiers filtre quantitatifs ClearLine®

- **Gamme standard pour analyses quantitatives**
- **En fibre de cellulose**
- **Taux de cendre : 0,002 %**
- **Autres dimensions sur demande**



	Grade 351		Grade 352		Grade 354	
Vitesse de filtration	Lente		Moyenne		Rapide	
Porosité (µm)	7 - 9		8 - 12		12 - 16	
Grammage (g/m²)	80		80		80	
Epaisseur (µm)	290		290		250	
Diamètre (mm)	**Référence**	**CHF les 100**	**Référence**	**CHF les 100**	**Référence**	**CHF les 100**
90	**442439**	**NC -**	**442429**	**NC -**	**442434**	**NC -**
110	**442440**	**NC -**	**442430**	**NC -**	**442435**	**NC -**
125	**442441**	**NC -**	**442431**	**NC -**	**442436**	**NC -**
150	**442442**	**NC -**	**442432**	**NC -**	**442437**	**NC -**
185	**442443**	**NC -**	**442433**	**NC -**	**442438**	**NC -**

Papiers filtre quantitatifs

- **Fabriqués à partir de fibre 100 % coton**
- **Lavés avec de l'acide et nettoyés à l'eau déminéralisée**
- **Teneur en cendre 0,007 %**



Grade	Applications	Vitesse de filtration	Gamme de rétention (µm)	Grammage (g/m²)	Epaisseur (mm)	Vitesse de filtrations (DIN 53137)
11	Précipités épais et volumineux tel que fer, aluminium, hydroxyde de chrome, détermination Si dans l'acier et analyse de fonte	Rapide	12 - 15	84	0,18	10
12	Précipités épais tel que plomb, fer, sulfures d'argent, arsenic, cadmium, aliments	Moyenne à rapide	8 - 12	84	0,17	20
13	Précipités fins tel que magnésium, ammonium, phosphates	Moyenne	5 - 8	84	0,16	50
14	Précipités fin tel que dioxyde de plomb, fluorure de calcium, sulfure de nickel, sulfure de zinc	Lente	3 - 5	84	0,15	100
15	Conditions de filtrations difficiles tel que sulfates de barium froid, acide métastannique, oxyde cuivreux	Très lente	2 - 3	84	0,14	180

		Grade 11		Grade 12		Grade 13		Grade 14		Grade 15	
Ø (mm)	**Unités/ carton**	**Réf.**	**CHF/ carton**	**Réf.**	**CHF/ carton**	**Réf.**	**CHF/ carton**	**Réf.**	**CHF/ carton**	**Réf.**	**CHF/ carton**
55	100	**1441055B**	**NC -**	**1443055B**	**NC -**	**1440055B**	**NC -**	**1444055B**	**NC -**	**1442055B**	**NC -**
70	100	**1441070B**	**NC -**	**1443070B**	**NC -**	**1440070B**	**NC -**	**1444070B**	**NC -**	**1442070B**	**NC -**
90	100	**1441090B**	**NC -**	**1443090B**	**NC -**	**1440090B**	**NC -**	**1444090B**	**NC -**	**1442090B**	**NC -**
110	100	**1441110B**	**NC -**	**1443110B**	**NC -**	**1440110B**	**NC -**	**1444110B**	**NC -**	**1442110B**	**NC -**
125	100	**1441125B**	**NC -**	**1443125B**	**NC -**	**1440125B**	**NC -**	**1444125B**	**NC -**	**1442125B**	**NC -**
150	100	**1441150B**	**NC -**	**1443150B**	**NC -**	**1440150B**	**NC -**	**1444150B**	**NC -**	**1442150B**	**NC -**
185	100	**1441185B**	**NC -**	**1443185B**	**NC -**	**1440185B**	**NC -**	**1444185B**	**NC -**	**1442185B**	**NC -**
210	100	-	-	-	-	**1440241B**	**NC -**	-	-	-	-
240	100	**1441240B**	**NC -**	**1443240B**	**NC -**	**1440240B**	**NC -**	**1444240B**	**NC -**	**1442240B**	**NC -**