Papiers filtre qualitatifs ClearLine®

- Gamme standard pour analyses qualitatives
- Conviennent à la filtration rapide de grosses particules et précipités gélatineux
- En fibre de cellulose
- Taux de rétention : 10 - 12 µm
- Grammage: 85 g/m²
- Epaisseur : 200 µm
- Taux de cendre : 0,06 %
- Autres dimensions sur demande



	Grade 304		
Diamètre (mm)	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
90	442423	100	NC -
100	442424	100	NC -
110	442425	100	NC -
125	442426	100	NC -
150	442427	100	NC -
185	442428	100	NC -

Papiers filtre qualitatifs

- En cellulose
- Teneur en cendres 0,06 %



Grade	Applications	Vitesse de filtration	Gamme de rétention (µm)	Grammage (g/m²)	Epaisseur (mm)	Vitesse de filtrations (DIN 53137)
111	Précipités épais et volumineux tel que les hydroxydes et sulfures	Rapide	12-15	84	0,20	10
113	Filtration rapide de liquides avec particules fines	Moyenne	5-8	87	0,16	50
114	Baryum, plomb, zinc, nickel, sulfates, hydroxydes, fluorure de calcium	Lente	3-5	84	0,14	100
115	Baryum, sulfates, acide métastannique, oxyde cuivreux	Très lente	2-3	84	0,14	180

		Grade 111		Grade 113		Grade 113 (plissé)		Grade 114		Grade 115	
Ø (mm)	Unités/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton
42,5	100	1004042B	NC -	1002042B	NC -	-	-	1006042B	NC -	1005042B	NC -
47	100	1004047B	NC -	-	-	-	-	-	-	1005047B	NC -
55	100	1004055B	NC -	1002055B	NC -	-	-	-	-	1005055B	NC -
70	100	1004070B	NC -	1002070B	NC -	-	-	1006070B	NC -	1005070B	NC -
90	100	1004090B	NC -	1002090B	NC -	-	-	1006090B	NC -	1005090B	NC -
110	100	1004110B	NC -	1002110B	NC -	-	-	1006110B	NC -	1005110B	NC -
125	100	1004125B	NC -	1002125B	NC -	1202125B	NC -	1006125B	NC -	1005125B	NC -
150	100	1004150B	NC -	1002150B	NC -	1202150B	NC -	1006150B	NC -	1005150B	NC -
185	100	1004185B	NC -	1002185B	NC -	1202185B	NC -	1006185B	NC -	1005185B	NC -
240	100	1004240B	NC -	1002240B	NC -	1202240B	NC -	1006240B	NC -	1005240B	NC -
270	100	-	-	-	-	1202270B	NC -	-	-	-	-
320	100	-	-	-	-	1202320B	NC -	-	-	-	-
400	100	-	-	-	-	1202385B	NC -	-	-	-	-
500	100	-	-	-	-	1202500B	NC -	-	-	-	-

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com