Papiers filtre qualitatifs Whatman™

Grade (plat)	Vitesse de filtration/aspect	Rétention (µm)	Epaisseur (µm)	Grammage (g/m²)	Grade en plissé
Filtres qualitatifs standards (plats ou plissés)					
1	Moyenne	11	180	87	1V
2	Moyenne	8	190	97	2V
3	Moyenne	6	390	185	-
4	Rapide	25	210	92	4V
5	Lent	2,5	200	100	
-	Lent	2,5	200	92	5V
6	Moyenne à lente	3	180	100	-
595	Moyenne à rapide - fin	4 - 7	150	68	$595^{1/2}$
597	Moyenne à rapide	4 - 7	180	85	$597^{1/2}$
602h	Lente	‹ 2	160	84	$602^{1/2}$
Filtres qualitatifs résistants à l'humidité (plats ou plissés)					
91	Crêpé, Moyenne	10	205	65	-
93	Moyenne	10	145	65	
113	Crêpé, Rapide	12 - 16	420	125	113V
114	Rapide	25	190	75	114V
1573	Lente	‹ 2	140	92	$1573^{1/2}$

- Pour techniques d'analyses qualitatives
- Grades résistants à l'humidité grâce à une résine



Qualitatif, standard

Ø (mm)	Unités/ carton	Grade 1 Référence	Grade 1 CHF/ carton	Grade 2 Référence	Grade 2 CHF/ carton	Grade 3 Référence	Grade 3 CHF/ carton	Grade 4 Référence	Grade 4 CHF/ carton	Grade 5 Référence	Grade 5 CHF/ carton	Grade 6 Référence	Grade 6 CHF/ carton
10	500	10016508	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	100	-	-	-	-	1003323	NC -	-	-	-	-	-	-
25	100	1001325	NC -	-	-	-	-	-	-	1005325	NC -	-	-
30	100	1001329	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	100	1001032	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42,5	100	1001042	NC -	1002042	NC -	-	-	1004042	NC -	1005042	NC -	1006042	NC -
47	100	1001047	NC -	-	-	-	-	1004047	NC -	1005047	NC -	-	-
55	100	1001055	NC -	1002055	NC -	1003055	NC -	1004055	NC -	1005055	NC -	-	-
70	100	1001070	NC -	1002070	NC -	1003070	NC -	1004070	NC -	1005070	NC -	1006070	NC -
85	100	1001085	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	100	1001090	NC -	1002090	NC -	1003090	NC -	1004090	NC -	1005090	NC -	1006090	NC -
110	100	1001110	NC -	1002110	NC -	1003110	NC -	1004110	NC -	1005110	NC -	1006110	NC -
125	100	1001125	NC -	1002125	NC -	1003125	NC -	1004125	NC -	1005125	NC -	1006125	NC -
150	100	1001150	NC -	1002150	NC -	1003150	NC -	1004150	NC -	1005150	NC -	1006150	NC -
185	100	1001185	NC -	1002185	NC -	1003185	NC -	1004185	NC -	-	-	1006185	NC -
240	100	1001240	NC -	1002240	NC -	1003240	NC -	1004240	NC -	-	-	1006240	NC -
L x l = 460 x 570	100	1001917	NC -	1002917	NC -	1003917	NC -	1004917	NC -	-	-	-	-

Qualitatif, résistant au mouillage

Ø (mm)	Grade 91 Référence	Grade 91 Unités/ carton	Grade 91 CHF/ carton	Grade étudiant/Grade 93 Référence	Grade étudiant/Grade 93 Unités/ carton	Grade étudiant/Grade 93 CHF/ carton	Grade 113 Référence	Grade 113 Unités/ carton	Grade 113 CHF/ carton	Grade 114 Référence	Grade 114 Unités/ carton	Grade 114 CHF/ carton
90	-	-	-	-	-	-	1113090	100	NC -	1114090	100	NC -
110	-	-	-	1093110	100	NC -	-	-	-	-	-	-
110	1091110	4000	NC -	1093111	1250	NC -	1113110	100	NC -	-	-	-
125	1091125	4000	NC -	1093126	50	NC -	1113125	100	NC -	1114125	100	NC -
150	1091150	1000	NC -	-	-	-	1113150	100	NC -	1114150	100	NC -
185	1091185	1000	NC -	-	-	-	1113185	100	NC -	1114185	100	NC -
240	1091240	1000	NC -	-	-	-	1113240	100	NC -	1114240	100	NC -
320	-	-	-	-	-	-	1113320	100	NC -	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1114400	100	NC -

Qualitatif, standard plissé et résistant au mouillage

Gain de temps grâce au format plissé :

- il n'est plus nécessaire de plier les filtres en quatre ;
- surface de filtration plus importante ;
- conserve la vitesse de filtration du filtre : pas de colmatage prématuré ;
- plissage sans répercussion sur les caractéristiques techniques du filtre.



Ø (mm)	Unités/ carton	Grade 1 V Réf.	Grade 1 V CHF/ carton	Grade 2V Réf.	Grade 2V CHF/ carton	Grade 4V Réf.	Grade 4V CHF/ carton	Grade 113V Réf.	Grade 113V CHF/ carton	Grade 114V Réf.	Grade 114V CHF/ carton
125	100	698020	NC -	1202125	NC -	698014	NC -	1213125	NC -	1214125	NC -
150	100	698021	NC -	1202150	NC -	698015	NC -	1213150	NC -	1214150	NC -
185	100	698022	NC -	1202185	NC -	698016	NC -	1213185	NC -	1214185	NC -
240	100	698023	NC -	1202240	NC -	698017	NC -	1213240	NC -	1214240	NC -
270	100	698024	NC -	1202270	NC -	698018	NC -	1213270	NC -	-	-
320	100	698025	NC -	1202320	NC -	698019	NC -	1213320	NC -	1214320	NC -
385	100	-	-	1202385	NC -	-	-	-	-	-	-
400	100	-	-	1202400	NC -	-	-	-	-	-	-
500	100	-	-	1202500	NC -	-	-	1213500	NC -	-	-

Ø (mm)	Unités/ carton	Grade $595^{1/2}$ Réf.	Grade $595^{1/2}$ CHF/ carton	Grade $597^{1/2}$ Réf.	Grade $597^{1/2}$ CHF/ carton	Grade $602^{1/2}$ Réf.	Grade $602^{1/2}$ CHF/ carton	Grade $1573^{1/2}$ Réf.	Grade $1573^{1/2}$ CHF/ carton
70	100	673406	NC -	-	-	-	-	-	-
90	100	036991	NC -	10311842	NC -	-	-	-	-
110	100	036952	NC -	037310	NC -	-	-	-	-
125	100	037193	NC -	036976	NC -	037312	NC -	037314	NC -
150	100	036958	NC -	673407	NC -	037313	NC -	037216	NC -
185	100	10311647	NC -	036852	NC -	10312647	NC -	037315	NC -
240	100	10311651	NC -	036944	NC -	-	-	-	-

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com