
Papiers fibre de verre prêts à l'emploi pour MES


Whatman®

- Ensemble papier filtre, coupelle aluminium en version prêt à l'emploi conforme à la norme EN872 ou méthode 2540D
- Version GF/C RTU : lavé, séché et pesé
- Version GF/C RTU Économique : lavé et séché
- Pratique : membranes prélavées, pré-pesées, prêtes-à-l'emploi dans des coupelles
- Gain de temps: Rationalisation de la méthode par suppression des étapes de préparation de la membrane
- Efficace: rétention de particules fines à débits élevés
- Haute capacité de chargement : capable de traiter les échantillons les plus troubles





Méthode avec filtre en fibre de verre



Méthode avec GF/C RTU OU 934-AH RTU

Méthode		GF/C RTU Norme EN 872		GF/C RTU Norme EN 872 Écomonique		934-AH RTU Méthode 2540 C et D		934-AH	
Diamètre (mm)	Conditionnement	Référence	CHF/ carton	Référence	CHF/ carton	Référence	CHF/ carton	Référence	CHF/ carton
47	100	037338	134,50 -	800388	111,50 -	9907-047	92,90 -	036422	68,90 -
55	100	490987	100,60 -	-	-	490987	100,60 -	036423	114,55 -
70	100	800391	162,15 -	800389	122,80 -	9907-070	168,55 -	-	-
90	100	037337	206,70 -	800390	171,95 -	490988	142,65 -	036425	189,65 -

Papier microfibre de verre sans liants ClearLine®

ClearLine®

- Fabriqués à partir verre borosilicaté 100 % pur
- Résistance thermique jusqu'à + 380 °C
- Débit rapide
- Seuil de rétention : 1,2 µm
- Grammage : 52 g/m²
- Epaisseur : 260 µm



Référence	Désignation	CHF les 100
442444	Papier-filtre microfibre de verre grade 50 C Ø 47 mm	63,95 -
442445	Papier-filtre microfibre de verre grade 50 C Ø 90 mm	121,40 -

Papier filtre de verre

AHLSTROM MUNKSJÖ

- 100% en fibres de verre borosilicaté et exempts de liants
- Fibres très fines particulièrement adaptées à la microfiltration
- Applications variées (filtration eaux, algues, solvants, échantillons HPLC, protéines, purifications, tests liaison ligands, matières en suspension, récolte cellules)
- Excellente rétention des particules (tailles des pores 0,7 µm à 2,7 µm)
- Grande capacité de charge
- Très haute pureté chimique (fabrication avec de l'eau déminéralisée)
- Non hygroscopiques et biologiquement inertes
- Résistance chimique à la plupart des solvants et réactifs (excepté l'acide hydrofluorique)
- Résistent à des températures jusqu'à 500 °C



Grade	Gamme de rétention (µm)	Grammage (g/m²)	Epaisseur (mm)	Vitesse de filtrations (Herzberg)
259	1,6	52	0,26	60
260	1	143	0,70	200
261	1,2	52	0,26	100
262	2,7	120	0,53	30
263	0,7	75	0,45	310
264	1,5	65	0,28	60

	Grade 259			Grade 260			Grade 261			Grade 262			Grade 263			Grade 264		
Ø (mm)	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton
21	036281B	100	22,30 -	-	-	-	036311B	100	32 -	036465B	50	23,70 -	036470B	100	63,20 -	036482B	100	34,90 -
24	036282B	100	28,10 -	036298B	100	75,60 -	036312B	100	32,10 -	036466B	50	23,70 -	036333B	100	63,20 -	036421B	100	34,95 -
25	036283B	100	28,15 -	036299B	100	75,60 -	036313B	100	32,10 -	036325B	50	23,65 -	036334B	100	59,85 -	036483B	100	34,95 -
37	036284B	100	32,95 -	-	-	-	036463B	100	35,70 -	-	-	-	036471B	100	68 -	036486B	100	39,65 -
42,5	036285B	100	35,10 -	036301B	100	104,90 -	036314B	100	37,90 -	036467B	50	27,30 -	036335B	100	69,15 -	036487B	100	41,30 -
47	036286B	100	36,85 -	036302B	100	119,75 -	036315B	100	39,90 -	036326B	50	27,30 -	036336B	100	72,95 -	036422B	100	42,85 -
55	036288B	100	41,95 -	036303B	100	150,90 -	036317B	100	52,35 -	036468B	50	37,55 -	036337B	100	97,20 -	036423B	100	57,25 -
70	036291B	100	58,15 -	036304B	100	217,65 -	036318B	100	65,20 -	036327B	50	48,10 -	036338B	100	140,85 -	036424B	100	70,85 -
90	036292B	100	80,40 -	036305C	50	96,35 -	036319B	100	84,70 -	036328B	25	33,90 -	036339B	25	60,55 -	036425B	100	98,35 -
110	036293B	100	102,05 -	036306B	25	68,80 -	036320B	100	107,65 -	036329B	25	44,10 -	036416B	25	82,35 -	036426B	100	126,40 -
125	036294B	100	145,75 -	036307B	25	100,95 -	036321B	100	170 -	036330B	25	67 -	036417B	25	104,50 -	036427B	100	189,35 -
150	036295B	100	188,55 -	036308B	25	133,60 -	036322B	100	212,55 -	036331B	25	84,30 -	036418B	25	170,60 -	036488B	100	238 -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com