## Papiers séparateur de phases 1PS



| | |
|---|---|
| Grade | 902 |
| Grammage (g/m²) | 85 |
| Epaisseur (mm) | 0,17 |
| Vitesse de filtration (DIN 53137) | 25 |

- Hydrophobes
- Imprégnés de silicone
- Laissent passer la phase organique et retiennent la phase aqueuse et les composants solides

| Référence | Ø (mm) | CHF les 100 |
|---|---|---|
| 036911B | 70 | NC - |
| 2200090B | 90 | NC - |
| 2200110B | 110 | NC - |
| 2200125B | 125 | NC - |
| 2200150B | 150 | NC - |
| 2200185B | 185 | NC - |
| 2200240B | 240 | NC - |
| 2200270B | 270 | NC - |


## Papier séparateur de phases 1PS Whatman™




- Papier filtre hydrophobe
- Rétention de phase aqueuse
- Remplacement d'ampoules à décanter

| Référence | Ø (mm) | CHF les 100 |
|---|---|---|
| 036911 | 70 | NC - |
| 2200090 | 90 | NC - |
| 2200110 | 110 | NC - |
| 2200125 | 125 | NC - |
| 2200150 | 150 | NC - |
| 2200185 | 185 | NC - |
| 2200240 | 240 | NC - |
| 2200270 | 270 | NC - |

## Papiers pour test de germination



- Papier pour germination 160 g/m² (sauf 074153 grammage 110 g/m²)
- Matière : 100 % cellulose
- Liant : additif synthétique
- Papiers particulièrement indiqués pour la germination des semances selon la méthode de Neeb
- Sous format feuille ou sous format disque
- Plat

| Réf. | Présentation | Dimensions (mm) | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|
| 074140 | Disque | Ø 50 | 100 | NC - |
| 175215 | Disque | Ø 85 | 50 | NC - |
| 074142 | Disque | Ø 90 | 100 | NC - |
| 074143 | Disque | Ø 130 | 50 | NC - |
| 074144B | Disque | Ø 54 | 50 | NC - |
| 074145 | Disque | Ø 55 | 100 | NC - |
| 074146 | Feuille | Ø 85 | 500 | NC - |
| 074147 | Feuille | 175 x 155 | 100 | NC - |
| 074148 | Feuille | 110 x 170 | 100 | NC - |
| 074149 | Feuille | 105 x 190 | 100 | NC - |
| 074150 | Feuille | 500 x 600 | 100 | NC - |
| 074151 | Feuille | 690 x 450 | 100 | NC - |
| 074152 | Feuille | 300 x 200 | 100 | NC - |