Systèmes de filtration Millex Samplicity Millipore



Alternative haut débit aux filtres seringue lors de la préparation d'échantillons pour la chromatographie.

- **En polypropylène**
- **Système à vide pour 1 à 8 échantillons**
- **Filtration sans force manuelle**
- **Pour la filtration de petits échantillons de moins de 300 µl**
- **Dimensions L x l x H : 445 x 102 x 91 mm**
- **Poids : 1,32 kg**

Systèmes de filtration Samplicity

Référence	Désignation	CHF
044444	Système de filtration Samplicity G2 Bleu	**NC -**
044445	Système de filtration Samplicity G2 Vert	**NC -**
044448	Couvercle de remplacement	**NC -**

Filtres Millex pour système samplicity G2

Membrane	Seuil (µm)	Vol. maxi (ml)	Corps de filtre	Entré / sortie	Type Millex	Ø (mm)	Réf. Merck Millipore	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
Durapore	0,22	1,6	PP	LL/LT	Millex-GV	33	SAMP2GVNB	**044438**	250	**NC -**
Durapore	0,45						SAMP2HVNB	**044439**	250	**NC -**
Express Plus	0,22				Millex-GP		SAMP2GPNB	**044440**	250	**NC -**
Express Plus	0,45						SAMP2HPNB	**044441**	250	**NC -**
Nylon	0,2				Millex-GN		SAMP2GNNB	**044442**	250	**NC -**
Nylon	0,45						SAMP2HNNB	**044443**	250	**NC -**

Filtres Samplicity Millex : filtres avec entonnoir intégré

Membrane	Seuil (µm)	Vol. maxi (ml)	Corps de filtre	Entré / sortie	Ø (mm)	Réf. Merck Millipore	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
PVDF	0,45	1,6	HDPE	Samplicity Millex	25	SAMPHV001	**044446**	96	**NC -**
PVDF	0,45	1,6	HDPE	Samplicity Millex	25	SAMPHV004	**044447**	384	**NC -**

Filtres seringue Millipore Millex 13 mm certifiés HPLC



- **4 membranes selon les applications**
- **Références et seuil de filtration notées sur le corps de filtre**
- **Corps de filtre en polypropylène**
- **Raccord luer lock femelle/Luer mâle**
- **Volume de 1 à 10 ml**
- **Volume mort < 15 µl**

Membrane	PVDF			NYLON			PTFE Hydrophilisé			PTFE		
Seuil (µm)	Référence	Unités/ boite	CHF/ carton	Référence	Unités/ boite	CHF/ carton	Référence	Unités/ boite	CHF/ carton	Référence	Unités/ boite	CHF/ carton
0,2	**051384**	100	**NC -**	**051421**	100	**NC -**	**044452**	100	**NC -**	**051412**	100	**NC -**
	051418	1000	**NC -**	**051422**	1000	**NC -**	**044453**	1000	**NC -**	**051413**	1000	**NC -**
0,45	**051233**	100	**NC -**	**051233**	100	**NC -**	**044449**	100	**NC -**	**051415**	100	**NC -**
	051419	1000	**NC -**	**051419**	1000	**NC -**	**044450**	1000	**NC -**	**051416**	1000	**NC -**



Membrane PES, sortie luer tube sur demande