Filtres seringue Millex 33 mm non stériles pour la préparation d'échantillons

- **Pour clarifier les solutions aqueuses et mélanges organiques**
- **4 tailles de filtres selon le volume à filtrer**
- **Ø 33 mm offrant presque 20 % de surface de filtration en plus par rapport aux filtres de Ø 25 mm / faible volume mort (< 80 µl)**
- **5 types de membranes selon l'application**
- **Entrée luer lock / sortie luer mâle**
- **Corps en polypropylène pour les Ø 33 mm, en HDPE pour les autres diamètres**



Durapore (PVDF)

Faible adsorption protéique. Pour la filtration de 1 à 200 ml de solution contenant des protéines avant analyse chromatographique.

Ø (mm)	4				13				33			
Seuil (µm)	Référence	Référence Merck	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Référence Merck	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Référence Merck	Unités/ carton	CHF/ carton
0,2	**051217**	SLGVR04NL	100	**NC -**	**051384**	SLGVX13NL	100	**NC -**	**051569**	SLGV033NS	50	**NC -**
0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	**051570**	SLGV033NB	250	**NC -**
0,2	**051218**	SLGVR04NK	1000	**NC -**	**051418**	SLGVX13NK	1000	**NC -**	**051571**	SLGV033NK	1000	**NC -**
0,45	**051225**	SLHVR04NL	100	**NC -**	**051233**	SLHVX13NL	100	**NC -**	**051572**	SLHV033NS	50	**NC -**
0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	**051573**	SLHV033NB	250	**NC -**
0,45	**051226**	SLHVR04NLK	1000	**NC -**	**051419**	SLHVX13NK	1000	**NC -**	**051574**	SLHV033NK	1000	**NC -**

Express Plus (PES)

Débit et rendement élevé. Pour la filtration de 10 à 200 ml de solutions chargées en particules ou difficiles à filtrer avant analyse chromatographique.

Ø (mm)	33			
Seuil (µm)	Référence	Référence Merck	Unités/ carton	CHF/ carton
0,2	**051575**	SLGP033NS	50	**NC -**
0,2	**051576**	SLGP033NB	250	**NC -**
0,2	**057638**	SLGP033NK	1000	**NC -**
0,45	**051578**	SLHP033NS	50	**NC -**
0,45	**051579**	SLHP033NB	250	**NC -**
0,45	**051580**	SLHP033NK	1000	**NC -**

Nylon

Faible taux d'extractibles. Pour la clarification de 10 à 100 ml de solutions aqueuses et organiques.

Ø (mm)	13				33			
Seuil (µm)	Référence	Référence Merck	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Référence Merck	Unités/ carton	CHF/ carton
0,2	**051421**	SLGNX13NL	100	**NC -**	**051581**	SLGN033NS	50	**NC -**
0,2	-	-	-	-	**051582**	SLGN033NB	250	**NC -**
0,2	**051422**	SLGNX13NK	1000	**NC -**	**051583**	SLGN033NK	1000	**NC -**
0,45	**051425**	SLHNX13NL	100	**NC -**	**051584**	SLHN033NS	50	**NC -**
0,45	-	-	-	-	**051585**	SLHN033NB	250	**NC -**
0,45	**051426**	SLHNX13NK	1000	**NC -**	**051586**	SLHN033NK	1000	**NC -**

LCR : PTFE hydrophilisé

Faible adsorption protéique pour la clarification de solutions aqueuses et organiques.

Ø (mm)	4				13				25			
Seuil (µm)	Référence	Référence Merck	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Référence Merck	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Référence Merck	Unités/ carton	CHF/ carton
0,2	**051223**	SLLGR04NL	100	**NC -**	**051344**	SLLGC13NL	100	**NC -**	**051345**	SLLGC25NS	50	**NC -**
0,45	**051231**	SLLHR04NL	100	**NC -**	**051236**	SLCR013NL	100	**NC -**	**051237**	SLCR025NS	50	**NC -**
0,45	**051232**	SLLHR04NK	1000	**NC -**	**051410**	SLCR013NK	1000	**NC -**	**053841**	SLCR025NK	1000	**NC -**

Fluoropore : PTFE hydrophobe

Clarification de solvants organiques.

Ø (mm)	4				13				25			
Seuil (µm)	Référence	Référence Merck	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Référence Merck	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Référence Merck	Unités/ carton	CHF/ carton
0,2	**051219**	SLFGR04NL	100	**NC -**	**051412**	SLFGX13NL	100	**NC -**	**051430**	SLFG025NS	50	**NC -**
-	-	-	-	-	**051413**	SLFGX13NK	1000	**NC -**	**051414**	SLFG025NB	250	**NC -**
0,45	**051227**	SLFHR04NL	100	**NC -**	**051415**	SLFHX13NL	100	**NC -**	**051363**	SLFH025NS	50	**NC -**
-	-	-	-	-	**051416**	SLFHX13NK	1000	**NC -**	**051376**	SLFH025NK	1000	**NC -**

Préfiltre AP20 en fibre de verre

- **Préfiltration de solutions chargées**
- **Corps de filtre en PVC**

Ø (mm)	25			
Seuil (µm)	Référence	Référence Merck	Unités/ carton	CHF/ carton
0,8 - 8	**051216**	SLAP02550	50	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com