

Filtres seringue Whatman™



Filtres seringue Whatman™ GD/X™ avec préfiltre

- **Equipé d'un préfiltre multicouche en fibre de verre : couche exclusive de préfiltration Whatman GMF 150 (densité progressive) et de media en microfibre de verre GF/F**
- **Excellente capacité de rétention, évite l'utilisation de plusieurs filtres seringue pour un même échantillon - gain de temps**
- **Volume filtré jusqu'à 3 à 7 fois plus important qu'avec un filtre traditionnel**
- **Corps de filtre en PP vierge évitant la contamination de l'échantillon**
- **Préfiltre à densité progressive : de 10 µm à 0,7 µm**

		GD/X™ non stériles						GD/X™ stériles		
Ø (mm)		13			25			25		
Membrane	Seuil (µm)	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
GMF	0,45	**036678**	150	**627,60 -**	**036634**	150	**663,20 -**	**6902-2504**	50	**225,35 -**
	1	**036676**	150	**627,60 -**	-	-	-	-	-	-
	2,7	**034976**	150	**627,60 -**	**036632**	150	**663,20 -**	-	-	-
GF/F	0,7	**036633**	150	**663,20 -**	**6890-1307**	150	**520,55 -**	-	-	-
GF/B	1	**036629**	150	**663,20 -**	**036676**	150	**627,60 -**	-	-	-
GF/C	1,2	**036677**	150	**663,20 -**	**036631**	150	**627,60 -**	-	-	-
GF/A	1,6	**036628**	150	**663,20 -**	**036675**	150	**627,60 -**	-	-	-
Acétate de cellulose AC	0,22	**036671**	150	**627,60 -**	**036626**	150	**498,60 -**	**036655**	50	**264,15 -**
	0,45	**036672**	150	**627,60 -**	**036627**	150	**498,60 -**	**036656**	50	**264,15 -**
PES	0,22	**036669**	150	**627,60 -**	**036622**	150	**663,20 -**	**036571**	50	**199,55 -**
	0,45	**036670**	150	**627,60 -**	**036623**	150	**670,30 -**	**036653**	50	**264,15 -**
PVDF	0,22	**036667**	150	**627,60 -**	**036619**	150	**663,20 -**	**036582**	50	**239,15 -**
	0,45	**036668**	150	**627,60 -**	**036621**	150	**663,20 -**	**037113**	50	**404,15 -**
RC	0,45	-	-	-	**036997**	150	**559,30 -**	-	-	-
Nylon	0,22	**036665**	150	**627,60 -**	**036616**	150	**498,60 -**	-	-	-
	0,45	**036666**	150	**627,60 -**	**036617**	150	**498,60 -**	-	-	-
	5	-	-	-	**036618**	150	**663,20 -**	-	-	-
PP	0,22	**036673**	150	**627,60 -**	**036624**	150	**663,20 -**	-	-	-
	0,45	**036674**	150	**627,60 -**	**036625**	150	**663,20 -**	-	-	-
PTFE	0,22	**036585**	150	**633,30 -**	**036587**	150	**663,20 -**	-	-	-
	0,45	**036586**	150	**627,60 -**	**036588**	150	**663,20 -**	-	-	-



Filtres seringue Whatman™ GD/XP™

Les filtres GD/XP™ pour une analyse d'ions organiques car les taux d'extractibles ioniques sont minimaux. Couramment utilisés pour la préparation d'échantillons HPLC et pour l'analyse de traces des métaux.

- **Filtre double-couche avec préfiltre en fibre de polypropylène 20 µm**
- **Large choix de membranes situées après le préfiltre**
- **Diamètre 25 mm**

Membrane	Seuil (µm)	Hydrophile	Resistance aux solvants	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
PES	0,45	Oui	-	**037305**	150	**555,45 -**
	0,45	Oui	-	**037306**	1500	**3229,25 -**
Nylon	0,45	Oui	+ +	**037084**	150	**670,30 -**
	0,45	Oui	+ +	**037301**	1500	**3261,70 -**
PVDF	0,45	Oui	+ +	**037215**	150	**577,80 -**
	0,45	Oui	+ +	**037302**	1500	**3229,25 -**
PTFE	0,45	Non	+ + +	**037085**	150	**663,20 -**
PP	0,45	Non	+ +	**037303**	150	**550,50 -**
DpPP	0,45	Non	+ +	**037304**	1500	**3229,25 -**

Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver le guide d'application

