Filtres seringue stériles Millex

- Stérile
- Diamètre 33 mm offrant presque 20 % de surface de filtration en plus par rapport aux filtres de 25 mm / faible volume mort (< 80 µl)
- 4 Tailles de filtres selon volume à filtrer
- 4 types de membranes selon application
- Entrée luer lock/ sortie Luer mâle



Membranes :

- **Durapore** : membrane en PVDF, à très faible adsorption protéique.
- **Express** : membrane en PES alliant faible adsorption protéique et rapidité de filtration.
- **Ester de cellulose** : membrane standard d'usage varié, disponible en de nombreuses porosités.
- **Fluoropore** : PTFE hydrophobe pour la filtration de gaz et de solvants organiques.
- **LCR** : PTFE hydrophylisé, universelle, pour solutions aqueuses et solvants.

Membrane MF (esters de cellulose)

code couleur	Bleu				
Seuil (µm)	Référence Merck	Corps de filtre	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
Ø 33 mm					
0,22	SLGS033SS	Acrylique	**051337**	50	**NC -**
0,22	SLGS033SB	Acrylique	**051403**	250	**NC -**
0,45	SLHA033SS	Acrylique	**051338**	50	**NC -**
0,45	SLHA033SB	Acrylique	**051404**	250	**NC -**
0,8	SLAA033SS	Acrylique	**051339**	50	**NC -**
0,8	SLAA033SB	Acrylique	**051405**	250	**NC -**

Membrane LCR (PTFE) hydrophile à faible adsorption protéique et bonne compatibilité chimique

Seuil (µm)	Référence Merck	Corps de filtre	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
Ø 13 mm					
0,2	SLLG013SL	PVC	**051400**	100	**NC -**
Ø 25 mm					
0,2	SLLG025SS	PVC	**051323**	50	**NC -**

Membrane Express (PES) à faible adsorption protéique et à débit élevé

code couleur	Vert				
Seuil (µm)	Référence Merck	Corps de filtre	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
Ø 33 mm					
0,22	SLGP033RS	Acrylique	**051205**	50	**NC -**
0,22	SLGP033RB	Acrylique	**051409**	250	**NC -**

Membrane Durapore (PVDF) à très faible adsorption protéique

code couleur	Jaune				
Seuil (µm)	Référence Merck	Corps de filtre	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
Ø 4 mm					
0,22	SLGV004SL	HDPE	**051201**	100	**NC -**
0,45	SLHV004SL	HDPE	**051209**	100	**NC -**
Ø 13 mm					
0,22	SLGV013SL	HDPE	**051202**	100	**NC -**
0,45	SLHV013SL	HDPE	**051210**	100	**NC -**
Ø 25 mm					
5	SLSV025LS	Eastar	**051214**	100	**NC -**
Ø 33 mm					
0,1	SLVV033RS	Acrylique	**051375**	50	**NC -**
0,22	SLGV033RS	Acrylique	**051366**	50	**NC -**
0,22	SLGV033RB	Acrylique	**051407**	250	**NC -**
0,45	SLHV033RS	Acrylique	**051350**	50	**NC -**
0,45	SLHV033RB	Acrylique	**051408**	250	**NC -**

Filtres seringue stériles Anotop™ Whatman™

- Filtre avec membrane Anopore
- Structure de pores indéformable
- Faible taux d'adsorption protéique
- Applications spécifiques culture cellulaire
  - Stérilisation à froid des milieux de culture
  - Filtration de phages et de virus
  - Elimination des mycoplasmes
  - Extrusion de liposomes



Ø (mm)	10			25		
Seuil (µm)	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
AnotopTM Plus Whatman avec préfiltre en fibre de verre						
0,1	**036788**	50	**NC -**	**036789**	50	**NC -**
0,2	**037168**	50	**NC -**	**037169**	50	**NC -**
AnotopTM Whatman						
0,02	-	-	-	**036814**	50	**NC -**
0,1	**036176**	50	**NC -**	**036181**	50	**NC -**
0,2	**036177**	50	**NC -**	**036182**	51	**NC -**

Filtres seringue stériles Nalgene

- Filtres seringues stériles
- Diamètre 13 mm pour volumes de 2 à 10ml
- Diamètre 25 mm pour volumes de 10 à 50ml
- Corps de filtre coloré selon les membranes
- Membrane et seuil imprimés sur chaque filtre
- Numéro de lot et date de péremption sur chaque emballage stérile



Membrane		PES			Acétate de cellulose AC			SFCA			Nylon		
Code couleur		Vert			Rouge			Bleu			Rose		
Seuil (µm)	Ø (mm)	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
0,22	13	**128025**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,22	25	**028929B**	50	**NC -**	**028928B***	50	**NC -**	**028920B**	50	**NC -**	**028931B**	50	**NC -**
0,22	25	-	-	-	-	-	-	**028923B**	125	**NC -**	-	-	-
0,45	13	**028930B**	50	**NC -**	-	-	-	**028921B**	50	**NC -**	**028932B**	50	**NC -**
0,45	25	-	-	-	-	-	-	**028924B**	125	**NC -**	-	-	-
0,8	25	-	-	-	**128022**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-

* avec préfiltre fibre de verre 1,1 µm

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com