Vials filtrants en verre Mini-UniPrep™ G2 Whatman™

Whatman®

- 3 en 1 : seringue, vial et filtre
- Corps en verre borosilicaté pour éviter les contamination de l'échantillon
- Gain de temps : préparation trois fois plus rapide de l'échantillon
- Utilisable directement dans le passeur après compression

NOUVEAU



Mini-UniPrep

Mini-UniPrep

			Version standard				Version StarterPack*	
Membrane	Seuil (µm)	Coloris	Référence	CHF les 100	Référence	CHF les 1000	Référence	CHF le pack
PTFE	0,2	Translucide	GN203NPEORG*	NC -	GN503NPEORG*	NC -	GN203NPEORGSP*	NC -
	0,2	Ambré	GN203APEORG	NC -	-	-	GN203APEORGSP	NC -
	0,45	Translucide	GN203NPUORG	NC -	GN503NPUORG	NC -	GN203NPUORGSP	NC -
	0.45	Translucide	GS203NPUORG	NC -	GS503NPUORG	NC -	GS203NPUORGSP	NC -
PVDF	0,2	Translucide	GS203NPEAQU	NC -	GS503NPEAQU	NC -	GS203NPEAQUSP	NC -
	0,2	Ambré	GN203APEAQU	NC -	-	-	GN203APEAQUSP	NC -
	0.45	Translucide	GN203NPUAQU	NC -	GN503NPUAQU	NC -	GN203NPUAQUSP	NC -
RC	0,2	Translucide	GN203NPERC	NC -	GN503NPERC	NC -	GN203NPERCSP	NC -
	0.45	Translucide	GN203NPURC	NC -	GN503NPURC	NC -	GN203NPURCSP	NC -
Nylon	0,2	Translucide	GN203NPENYL	NC -	GN503NPENYL	NC -	GN203NPENYLSP	NC -
PP	0,2	Translucide	GN203NPEPP	NC -	GN503NPEPP	NC -	GN203NPEPPSP	NC -
Fibre verre	0.45	Translucide	GN203NPUGMF	NC -	GN503NPUGMF	NC -	GN203NPUGMFSP	NC -

* contient : 100 Mini-UniPrep + compresseur manuel

Mini-UniPrep à septum pré-percé

			Version standard				Version StarterPack*	
Membrane	Seuil (µm)	Coloris	Référence	CHF les 100	Référence	CHF les 1000	Référence	CHF le pack
PTFE	0,2	Translucide	GS203NPEORG	NC -	GS503NPEORG	NC -	GS203NPEORGSP	NC -
	0,45		GS203NPUORG	NC -	GS503NPUORG	NC -	GS203NPUORGSP	NC -
PVDF	0,2		GS203NPEAQU	NC -	GS503NPEAQU	NC -	GS203NPEAQUSP	NC -
	0.45		GS203NPUAQU	NC -	GS503NPUAQU	NC -	GS203NPUAQUSP	NC -
Nylon	0,2		GS203NPENYL	NC -	GS503NPENYL	NC -	GS203NPENYLSP	NC -
PP	0,2		GS203NPEPP	NC -	-	-	GS203NPEPPSP	NC -
Fibre verre	0.45		GS203NPUGMF	NC -	-	-	GS203NPUGMFSP	NC -

Compresseurs manuels


Référence	Désignation	CHF
MUPG2HCPWC1	Compresseur manuel pour Mini-UniPrep G2	NC -
MUPG2MCPWC8	Multi compresseur pour Mini-UniPrep G2 avec rack	NC -
MUPG2MCWT8	Rack pour Multi compresseur	NC -



Rack pour Multi compresseur



Compresseur manuel



Multi compresseur

Système de filtration Claristep Sartorius

SARTORIUS

- Jusqu'à 8 échantillons simultanément
- Sans utilisation de seringue, ni de source de vide ou bloc d'alimentation électrique
- Pour des échantillons de 60 µl à 600 µl
- Volume mort ‹30 µl
- Un système de rainures permet de guider le bouchon dans la bonne position pour une fermeture simultanée et précise
- Temps de contact des échantillons avec les filtres et bouchons extrêmement court pour un résultat optimal, sans contamination

153034





153032

153033



L'unité de filtration Claristep comprend :

- une base, un couvercle et un plateau interchangeable pour positionnement facile et précis des échantillons ;
- des filtres : le liquide passe à travers le filtre grâce à une poche d'air qui se forme sur chaque filtre quand l'unité est fermée. Cette poche d'air est libérée quand l'utilisateur relâche le couvercle.

Référence	Désignation	CHF
153033	Système de filtration Claristep complet	NC -
153034	Plateau pour système de filtration Claristep	NC -

Filtres

- En cellulose régénérée (RC)
- Corps en polypropylène
- Ø (mm) : 9,7
- Non stériles
- Autoclavables

Seuil (µm)	Référence	CHF/ les 96	Référence	CHF/ les 480
0,2	153032	NC -	153031	NC -
0,45	153030	NC -	153029	NC -

FILTRATION SÉPARATION

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com