Plaques Multiscreen HTS Merck Millipore 96 puits

Taille pores (µm)	Membrane	Plastique		Non stérile les 10	Non stérile les 50	Stérile les 10	Applications types
0,22	Durapore GV (PVDF hydrophile)	Transparent	**Réf. Merck Millipore**	MSGVN2210	MSGVN2250	MSGVS2210	Etudes de fixation sur récepteurs. Essais de précipitation de protéine kinase/phosphatase.
			Référence	**051595**	**051596**	**051597**	
			CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	
0,22	Durapore GV (PVDF hydrophile)	Opaque	**Réf. Merck Millipore**	-	MSGVN2B50	-	
			Référence	-	**051594**	-	
			CHF	-	**NC -**	-	
0,45	Durapore HV (PVDF hydrophile)	Transparent	**Réf. Merck Millipore**	MSHVN4510	MSHVN4550	MSHVS4510	Etudes de fixation sur récepteurs à partir de cellules entières et fragments de cellules. Essais de précipitation de protéine kinase/phosphatase. Culture et prolifération de cellules (stériles).
			Référence	**051599**	**051454**	**051633**	
			CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	
0,65	Durapore DV (PVDF hydrophile)	Transparent	**Réf. Merck Millipore**	MSDVN6510	MSDVN6550	-	Etudes de fixation sur récepteurs à partir de cellules entières et fragments de cellules. Essais de précipitation de protéine kinase/phosphatase. Essais à base de résines/billes.
			Référence	**051440**	**051441**	-	
			CHF	**NC -**	**NC -**	-	
1,2	Durapore BV (PVDF hydrophile)	Transparent	**Réf. Merck Millipore**	-	MSBVN1250	MSBVS1210	Génération de composés, essais à base de résines/billes, préparation d'échantillons. Culture/prolifération de cellules en suspension et de levures (stériles).
			Référence	-	**051602**	**051451**	
			CHF	-	**NC -**	**NC -**	
1 + 0,65	Fibre verre FB sur PVDF	Opaque	**Réf. Merck Millipore**	MSFBN6B10	MSFBN6B50	-	Etudes de fixation récepteurs/ligands. Dosages enzymatiques avec précipitation au TCA. Purification d'ADN (FB).
			Référence	**051442**	**051443**	-	
			CHF	**NC -**	**NC -**	-	
0,45	Immobilon-P (PVDF hydrophobe)	Transparent	**Réf. Merck Millipore**	MSIPN4510	MSIPN4550	MSIPS4510	Etudes des interactions entre protéines, liaisons avidine/biotine, protéines liées à l'ADN. ELISPOT.
			Référence	**051610**	**051609**	**051611**	
			CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	
0,45	Ester Cellulose	Transparent	**Réf. Merck Millipore**	MSHAN4510	MSHAN4550	MSHAS4510	RIA en phase solide. Hybridation d'ADN. ELISPOT, ELISA.
			Référence	**051618**	**051619**	**051620**	
			CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	
0,45	Ester Cellulose	Opaque	**Réf. Merck Millipore**	-	-	MSHAS4B10	
			Référence	-	-	**051617**	
			CHF	-	-	**NC -**	

Gamme de plaques Multiscreen Classique (format non HTS)

Taille pores (µm)	Membrane	Plastique		Non stérile les 10	Non stérile les 50	Stérile les 10	Applications types
0,45	Durapore (PVDF hydrophobe)	Transparent	**Réf. Merck Millipore**	-	-	MAIPS4510	Essais ELISPOT.
			Référence	-	-	**051140**	
			CHF	-	-	**NC -**	
0,45	Durapore (PVDF hydrophobe)	Blanc	**Réf. Merck Millipore**	-	-	MAIPSWU10	
			Référence	-	-	**051438**	
			CHF	-	-	**NC -**	
0,45	Durapore (PVDF hydrophile)	Transparent	**Réf. Merck Millipore**	MAHVN4510	MAHVN4550	-	Approuvé pour le diagnostic clinique, dosages de protéine kinase/phosphatase, préparation d'échantillons, élimination des Dye Terminators.
			Référence	**051004**	**051005**	-	
			CHF	**NC -**	**NC -**	-	
0,45	Esters de cellulose	Transparent	**Réf. Merck Millipore**	-	-	MAHAS4510	Culture de cellules et ELISPOT.
			Référence	-	-	**051138**	
			CHF	-	-	**NC -**	

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
051289	Chargeur de colonnes, 45 µl	1	**NC -**
051893	Chargeur de colonnes, 80 µl	1	**NC -**
044230	Racloir de rechange pour chargeur de colonnes	3	**NC -**
051895	Support Frame pour MultiScreen HTS	10	**NC -**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
051896	Plaque de récupération Deepwell, PP, 96 puits	50	**NC -**
051897	Plaque de récupération Deepwell fond V, PP, 96 puits	100	**NC -**
655101	Plaque de récupération, PS, 96 puits	100	**NC -**
051899	Plaque de récupération pour analyse UV, 96 puits	40	**NC -**

Manifold Multiscreen HTS

Système de filtration sous vide pour plaques 96 puits Multi-screen HTS. Comprend : la base, le cadre pour plaques 96 puits (format standard avec joints), la grille support, les tuyaux, une vanne ON/OFF, une vanne de régulation du vide, un manomètre.

- **A utiliser avec les plaques Multiscreen**
- **Compatible avec une large gamme de solvants, équipé de joints résistants**
- **Peut être utilisé avec des plaques de récupération 96 puits au format standard ou Deepwell**
- **Pièce de rechange disponible sur demande**



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
051634	Cadre pour plaques format Deepwell	**NC -**
051283	Tuyau à vide en silicone (longueur 1,4 m)	**NC -**
051158	Pompe à vide/pression, 220 volts	**NC -**

Référence	Désignation	CHF
051621	Manifold Multiscreen HTS	**NC -**