Top-Filtres à usage unique Nalgene™



Se fixent sur un flacon en verre de type ISO, Pyrex ou Schott, à col 33 ou 45 mm.
Membranes PES (0,45 µm) ou PES FASTER (0,2 µm), et membranes SFCA.

				Col 33 mm		Col 45 mm	
Membrane	**Volume (ml)**	**Porosité (µm)**	**ø (mm)**	**Réf.**	**CHF les 12**	**Réf.**	**CHF les 12**
PES FASTER	150	0,2	50	**029670**	**NC -**	**029671**	**NC -**
PES	150	0,45	50	**028599**	**NC -**	**028609**	**NC -**
PES FASTER	500	0,2	75	**029668**	**NC -**	**029669**	**NC -**
PES	500	0,45	75	**028601**	**NC -**	**028611**	**NC -**
PES FASTER	1000	0,2	90	**029672**	**NC -**	**029673**	**NC -**
SFCA	150	0,2	50	**028603**	**NC -**	**028613**	**NC -**
SFCA	150	0,45	50	**028604**	**NC -**	**028614**	**NC -**
SFCA	500	0,2	75	**028605**	**NC -**	**028615**	**NC -**
SFCA	500	0,45	75	**028606**	**NC -**	**028616**	**NC -**
SFCA	1000	0,2	90	**028607**	**NC -**	**028617**	**NC -**

Caractéristiques PES FASTER

- **Membranes PES FASTER : Membrane Supor Mach V**
- **Membrane à filtration rapide «Rapid-flow»: nouvelle technologie de fabrication pour filtrer plus et plus vite**
- **Asymétrique**
- **Faible taux de fixation de protéines**



Flacons récepteurs pour unités de filtration Nalgene™

Cyto-toxique



Flacons en polystyrène avec capuchon vissant en polyéthylène pour unités de filtration Nalgene™.

- **Stériles**
- **Col 45 mm**

Référence	**Volume (ml)**	**Unités/ carton**	**CHF/ carton**
029190	150	24	**NC -**
029191	250	24	**NC -**
029192	500	12	**NC -**
029193	1000	12	**NC -**