Unités de filtration complètes Stericup®

Membrane Express Plus : membrane à haut débit et faible adsorption.
Unités de filtration sous vide pour volumes de 150 ml à 1 l.

- **Stériles, emballage individuel**
- **Support : polystyrène**
- **Surface de filtration : 40 cm²**
- **Température d'utilisation : 45 °C maximum**
- **Usage unique**

Membranes

- **PES (GP) : membrane Express Plus à débit rapide**
- **Durapore (GV) : membrane à faible adsorption des protéines**



Volume réceptacle (ml)	Volume entonnoir (ml)		Stericup VP	Stericup GP	Stericup GV	Stericup HV
		Membrane	Membrane Express Plus (PES) 0,1 µm	Membrane Express Plus (PES) 0,22 µm	Membrane Durapore (PVDF) 0,22 µm	Membrane Durapore (PVDF) 0,45 µm
150	150	Référence	-	051244B	051249B	051284B
		CHF/carton de 12	-	149,25 -	169,15 -	141,70 -
250	250	Référence	051243B	051245B	051250B	051285B
		CHF/carton de 12	NC -	175,90 -	182,20 -	193,70 -
500	500	Référence	-	051246B	051251B	051286B
		CHF/carton de 12	-	265,25 -	274,70 -	266,15 -
1000	500	Référence	051955B	051247B	051252B	-
		CHF/carton de 12	524,95 -	391,90 -	408,50 -	-
1100	1000	Référence	-	051248B	051253B	051288B
		CHF/carton de 12	-	410 -	393,35 -	326,45 -

Préfiltre pour solution difficile

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
051259	Préfiltre pour solution difficile	100 membranes	136,10 -

Unités de filtration complètes Stericup E et Steritop E

- **Membrane Express plus : membrane à haut débit et faible adsorption**
- **Stériles, emballage individuel**
- **Membrane : 0,22 µm, PES**
- **Support : polystyrène**
- **Surface de filtration : 40 cm²**
- **Température d'utilisation : 50 °C**
- **Usage unique**
- **Fixation directe sur les flacons de col 38 ou 45 mm, élimination de l'entonnoir réduit les déchets**
- **Stericup : unité de filtration et flacon de stockage**
- **Steritop : unité de filtration, flacon de stockage de col 45 mm à commander séparément**

NOUVEAU



Modèle	Volume réceptacle (ml)	Filetage (mm)	Référence	CHF
Stericup	500	38	236055	337,85 -
		45	236056	337,85 -
	1000	38	236057	475 -
		45	236058	475 -
Steritop	‹ 2 000	38	236059	240,90 -
		45	236060	240,90 -

Accessoires

Référence	Désignation	CHF les 12
051273B	Flacon vide stérile en PS col 45 mm sans filtre 500 ml	97,40 -
051274B	Flacon vide stérile en PS col 45 mm sans filtre 1000 ml	151,90 -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com