Unités de filtration complètes Filtermax TPP




- Membrane carrée offrant 20 % de plus de surface de filtration : 49 cm²
- Membrane PES 0,22 µm
- Volumes disponibles : 150, 250, 500 et 1000 ml
- Excellente stabilité
- Livrées avec un capuchon vissant et une connexion dans un sachet séparé
- Les bouteilles utilisées avec leur capuchon vissant font office de flacons de stockage

Référence	Description	Vol. (ml)	Surface* (cm²)	Dimensions (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
199150B	Unité complète	150	49	93 x 93 x 103	18	NC -
199155B	Top filtre	150	49	89 x 89 x 57	36	NC -
191060	Unité complète	250	49	93 x 93 x 143	12	NC -
191061	Top filtre	250	49	89 x 89 x 75	24	NC -
191062B	Unité complète	500	49	93 x 93 x 213	10	NC -
191063B	Top filtre	500	49	89 x 89 x 111	21	NC -
199950B	Unité complète	1000	69	111 x 111 x 285	9	NC -
199955	Top filtre	1000	69	108 x 108 x 143	12	NC -

* Surface de filtration

Bouteilles réceptacles TPP



- Disponible en 4 volumes : 150, 250, 500 et 1000 ml
- Bouchon avec col GL-45, nombreuses combinaisons possibles
- Flacons de stockage
- Les petits volumes sont adaptés pour les refrigérateurs

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
199157	Bouteille réceptacle stérile 150 ml	24	NC -
199257	Bouteille réceptacle stérile 250 ml	24	NC -
199507	Bouteille réceptacle stérile 500 ml	36	NC -
199957	Bouteille réceptacle stérile 1 000 ml	20	NC -

Unités de filtration complètes stériles



Unités de filtration et bottle-top pour la filtration sous vide. Idéales pour la séparation et la purification d'échantillons. Large choix de membranes : porosité 0,22 ou 0,45 µm, en esters mixtes de cellulose (MCE), nylon, PVDF et PES.

Pyro-gènes

- Graduées
- Stérilisées par irradiation, emballage unitaire pelable
- Entonnoir en polystyrène, flacon et support de filtre en polypropylène vierge

Unités de filtration complètes

Volume	150 ml			250 ml			500 ml			1000 ml		
Porosité (µm)	0,2	0,45	CHF les 12	0,2	0,45	CHF les 12	0,2	0,45	CHF les 12	0,2	0,45	CHF les 12
Membrane												
PES	141303	141305	NC -	141234	141238	NC -	141242	141246	NC -	141304	141306	NC -
MCE		-	-	141232	141236	NC -	-	-	-	-	-	-
PVDF		-	-	141235	141239	NC -	141243	141247	NC -	141307	141308	NC -
Nylon		-	-	141233	141237	NC -	141241	141245	NC -	-	-	-

Bottle-top - Se placent sur flacon ISO de col 45 mm

Volume	250 ml		500 ml	
Porosité (µm)	0,2	CHF les 24	0,2	CHF les 24
Membrane				
PES	141309	NC -	141310	NC -