Système de filtration WaterVac

- Unité compacte, gain de place sur la paillasse
- Gain de temps
- Plusieurs configurations possibles
- Idéal pour travailler sous hotte



Modèle	WaterVac 100	WaterVac 200
Vide maximum (mbar)	313	
Débit maximum (l/min)	4,5	
Ø int / ext du tuyau d'évacuation (mm)	4 / 8	
Nombre de postes	1	2
Dimensions (L x p x h) (mm)	170 x 120 x 96	214 x 183 x 264
Poids (kg)	1,16	2,8

WaterVac sans embase pour adaptateur


886018

Modèle	WaterVac 100	WaterVac 200
Référence	886018	886133
CHF	NC -	NC -

Adaptateurs




886022

Référence	Désignation	CHF
886022	Adaptateur pour entonnoir Sartorius Microsart pour WaterVac 100	NC -
886021	Adaptateur pour entonnoir Millipore pour WaterVac 100	NC -
886123	Adaptateur pour entonnoir PALL pour WaterVac 100	NC -

WaterVac complet avec entonnoir inox 100 ml


886216

Modèle	WaterVac 100	WaterVac 200
Référence	886216	886136
CHF	NC -	NC -

WaterVac MB avec embase pour entonnoir à visser


886135

Entonnoirs inox






Couvercles pour entonnoirs


886014

Modèle	WaterVac 100	WaterVac 200
Référence	886020	886135
CHF	NC -	NC -

Entonnoirs en inox

- Fixation quart de tour

Référence	Volume (ml)	Taille du filtre (mm)	Systèmes compatibles	CHF
886169	100	47	886039, 886040	NC -
886170	300	47		NC -
886171	500	47		NC -

Couvercles pour entonnoir inox

Référence	Désignation	CHF
886172	Couvercle pour entonnoir inox 100 ml	NC -
886173	Couvercle pour entonnoir inox 300 ml et 500 ml	NC -

Entonnoirs PES

- Fixation magnétique

Référence	Volume (ml)	Type entonnoir	CHF
886014	300	Magnétique	NC -
886017	500	Magnétique	NC -

WaterVac MS embase avec bouchon n° 8


886019


886015


886016

Modèle	WaterVac 100	WaterVac 200
Référence	886019	886134
CHF	NC -	NC -

Entonnoirs

- 2 matières d'entonnoir: Inox ou PES
- Avec bouchon silicone n° 8

Référence	Volume (ml)	Matière	Type entonnoir	CHF
886015	300	PES	Magnétique	NC -
886016	500			NC -
886166	100	Inox	SF	NC -
886167	300			NC -
886168	500			NC -