Système de filtration LF

ROCKER

- Pour filtres de diamètre 47 et 50 mm
- Protection anti-débordement entre l'entonnoir et la bouteille
- Système LF 30 avec couvercle à compensation de pression au dessus de l'entonnoir
- Autoclavable

	Set de filtration LF30	Set de filtration LF33
Volume entonnoir (ml)	300	100
Matière entonnoir	PES	Acier inox
Volume bouteille (ml)	1200	
Matière bouteille (ml)	Polycarbonate	
Référence	**886011**	**886052**
CHF	**NC -**	**NC -**



VIDEO



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

Set système de filtration LF et pompe compacte Lafil

- Pompe de filtration compacte
- Livré complet avec pompe de filtration, système de filtration et tuyaux de raccord

	Lafil 300		Lafil 400	
Système de filtration	LF30	LF32	LF30	LF32
Vide maximum (mbar abs.)	105		30	
Débit maximum (l/min)	20			
Ø tuyau d'aspiration (mm)	8			
Dimensions l x p x h (mm)	335 x 230 x 450	335 x 230 x 400	335 x 230 x 450	335 x 230 x 400
Référence	**886131**	**886129**	**886009**	**886132**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
886141	Base de filtration Lafil 300 seule	**NC -**
886010	Base de filtration Lafil 400 seule	**NC -**

Support de filtration pour flacons ISO



- Entonnoir en polysulfone pour membrane 47mm
- Autoclavable et réutilisable
- A visser sur flacon de col 33 ou 45mm
- Filtration sous pression (jusqu'à 1 bar) ou sous vide
- Support de membrane amovible
- Récipient gradué

Référence	Pour flacons de volume (ml)	Col (mm)	CHF
029317	250	45	**NC -**
029318	500	33	**NC -**
029319	500	45	**NC -**

Unités de filtration et entonnoirs en polysulfone



- Ensemble entonnoir ou unité complète avec récepteur en polysulfone
- Autoclavable et réutilisable
- La membrane se fixe sur une plaque-support amovible située entre les deux récipients
- Utilisable en filtration sous pression ou sous vide
- Pour membranes diamètre 47 mm

Volume récipient supérieur	250 ml	500 ml	250 ml	500 ml	500 ml
Type récipient supérieur	Entonnoir		Récepteur		
Volume récipient récepteur	-	-	250 ml	500 ml	1000 ml
Référence	**029314**	**029315**	**029311**	**029312**	**029313**
CHF l'ensemble	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Support Makrolon

SARTORIUS

- En polycarbonate autoclavable
- Pour membrane 47 mm
- Version entonnoir ou avec collecteur 250 ml

Référence	Désignation	CHF
150771	Entonnoir Makrolon 250 ml	**NC -**
150198	Unité Makrolon complète avec entonnoir et collecteur	**NC -**





Prix indicatifs. Consultez www.milian.com