Système de filtration sous vide Microsart

Matériau	Acier inox
Ø des membranes (mm)	47 et 50
Stérilisation	Autoclavable 121 °C ou 134 °C, chaleur sèche : 150 °C, passage à la flamme
Support de membrane	Fritté en acier inoxydable
Raccords	Olive cranté pour connexion à tuyau à vide de diamètre inférieur à 7 mm

- **Appareillage de filtration sous vide pour le contrôle de la qualité microbiologique d'échantillons liquides**
- **Utilisation gaucher/droitier grâce au support membrane orientable à 360°**
- **Récupération aisée de la membrane sans risque de contamination secondaire grâce au filtre évent stérile présent sur chaque poste**





845016

Rampe Microsart - version complète avec entonnoirs

- **Livrée avec entonnoirs 100 ou 500 ml (couvercle et joint), support pour filtre de 47 et 50 mm (fritté et joint), bouchons et tuyau en silicone avec raccord rapide (20 cm)**

Référence	Volume Entonnoir (ml)	Nombre de postes	CHF
845026	100	1	NC -
845027		3	NC -
845028		6	NC -
845029	500	1	NC -
845030		3	NC -
845031		6	NC -

Rampe Microsart - version sans entonnoir

- **A compléter par un entonnoir de filtration**

Nombre de postes	Pour entonnoirs Microsart		Pour unités Biosart 100		Pour unités Biosart 250	
	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF
1	845015	NC -	845019	NC -	845023	NC -
2	845016*	NC -	845020*	NC -	-	-
3	845017	NC -	845021	NC -	845024	NC -
6	845018	NC -	845022	NC -	845025	NC -

* Corps de la rampe coudée.

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
150245	Minisart SRP25 filtre event stérile (les 50)	NC -
845037	Raccord rapide pour raccorder deux rampes	NC -
150191	Tuyau à vide, 1 m	NC -
148950	Tuyau à vide en silicone avec raccord rapide, 1 m	NC -
148951	Tuyau avec raccord rapide côté pression, 1 m	NC -
845040	Tuyau avec raccord rapide côté pression, 10 m	NC -

Pièces de rechange

Référence	Désignation	CHF
845036	Raccord bouchon pour fermer la rampe	NC -
845032	Support pour utiliser des entonnoirs Microsart, des unités Microsart et des unités Biosart 100	NC -
845033	Fritté pour support 845032	NC -
845034	Support pour utiliser des entonnoirs Biosart 250 et en acier inox	NC -
146995	Fritté pour support 845034	NC -
6980124B	Joint plat en silicone x2	NC -
150243	Joint plat en PTFE	NC -
150484	Adaptateur pour unités Biosart 100	NC -
150466	Bouchon pour fermer l'orifice d'évent	NC -
150242	Entonnoir de 100 ml en acier inoxydable	NC -
150972	Couvercle pour entonnoir de 100 ml	NC -
147828	Joint en silicone pour couvercle de l'entonnoir 100 ml	NC -
147885	Entonnoir de 500 ml en acier inoxydable	NC -
147884	Couvercle pour entonnoir de 500 ml	NC -
147886	Joint en silicone pour couvercle de l'entonnoir 500 ml	NC -

Pompe Microsart e.jet



- **Pompe à liquide**
- **Rejet direct des filtrats**
- **Débit 4 litres/heure**
- **Faible encombrement**
- **Pour rampe de 1 à 6 postes**

Référence	Désignation	CHF
150197	Pompe Microsart e.jet	NC -
148951	Tuyau silicone 1 mètre	NC -
148950	Tuyau raccordement rapide	NC -