SARTORIUS

## Milieu de culture NPS



- **Membrane diamètre 47 mm avec gélose deshydratée en boîte de Petri**
- **Pack de 100 membranes**

### Pour recherche flore totale

| Référence | Référence Sartorius | NPS TYPE | Seuil (µm) | Type membrane | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| **150975** | 14063 | CASO | 0,45 | Vert/quadrillage vert foncé | **NC -** |
| **150976** | 14055 | Standard TTC | 0,45 | Vert/quadrillage vert foncé | **NC -** |
| **150977** | 14064 | Standard | 0,45 | Vert/quadrillage vert foncé | **NC -** |

### Pour recherche E.coli et coliformes

| Référence | Référence Sartorius | NPS TYPE | Seuil (µm) | Type membrane | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| **150978** | 14087 | Chromocult | 0,45 | Blanc/quadrillage noir | **NC -** |
| **150979** | 14053 | Endo | 0,45 | Blanc/quadrillage vert | **NC -** |
| **150980** | 14068 | m FC | 0,45 | Blanc/quadrillage vert | **NC -** |
| **150713** | 14056 | tergitol TTC | 0,45 | Blanc/quadrillage vert | **NC -** |

### Pour recherche des entérocoques

| Référence | Référence Sartorius | NPS TYPE | Seuil (µm) | Type membrane | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| **150981** | 14051 | Azide | 0,45 | Vert/quadrillage vert foncé | **NC -** |

### Pour recherche des staphylocoques, Staph aureus


| Référence | Référence Sartorius | NPS TYPE | Seuil (µm) | Type membrane | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| **150982** | 14074 | Chapman | 0,45 | Blanc/quadrillage vert | **NC -** |

### Pour recherche des levures et moisissures

| Référence | Référence Sartorius | NPS TYPE | Seuil (µm) | Type membrane | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| **150718** | 14069 | Sabouraud | 0,65 | grise/quadrillage blanc | **NC -** |

Découvrez l'ensemble des NPS sur le site http://microsite.sartorius.com/nps-search

## Milieux Easy Dry™



- **Milieu sous forme de tampons à réhydrater**
- **Pads placé dans une boite de Pétri diamètre 60 mm**
- **Milieu à réhydrater avec eau stérile**
- **Stockage entre 10 et 25°C à l'abri de la lumière**
- **Durée de vie : 2 ans**

| Réf. | Désignation | Unités | CHF |
|---|---|---|---|
| **339053** | Milieu Easy Dry™ PCA avec TTC pour flore totale | 100 | **NC -** |
| **339054** | Milieu Easy Dry™ gélose chromatique ISO pour E. coli et coliforme | 100 | **NC -** |
| **339055** | Milieu Easy Dry™ gélose chromatique pour E. coli et coliforme | 100 | **NC -** |
| **339056** | Milieu Easy Dry™ pour détermination coliformes fécaux | 100 | **NC -** |
| **339057** | Milieu EasyDry™ M-green pour la détermination des levures moisissures | 100 | **NC -** |
| **339058** | Milieu EasyDry™ VRBG pour la détermination des Enterocactéries | 100 | **NC -** |
| **339059** | Milieu EasyDry™ TBX pour la détermination des E. coli | 100 | **NC -** |
| **339060** | Milieu EasyDry™ pour la détermination des entérocoques | 100 | **NC -** |
| **339061** | Milieu EasyDry™ pour la détermination des salmonelles | 100 | **NC -** |
| **339062** | Milieu EasyDry™ pour la détermination des Pseudomonas | 100 | **NC -** |
| **339092** | Milieu EasyDry™ pour la détermination des Streptocoques | 100 | **NC -** |
| **339093** | Milieu EasyDry™ C-EC pour la détermination des E.coli | 100 | **NC -** |
| **339094** | Milieu EasyDry™ m-ENDO pour la détermination des coliformes | 100 | **NC -** |
| **339095** | Milieu EasyDry™ Mac Conkey pour la détermination des E. coli | 100 | **NC -** |
| **339096** | Milieu EasyDry™ orange serum pour la détermination des bactéries lactiques | 100 | **NC -** |
| **339097** | Milieu EasyDry™ sabouraud dextrose pour la détermination des levures moisissures | 100 | **NC -** |
| **339098** | Milieu EasyDry™ slanetz pour la détermination des entérocoques | 100 | **NC -** |
| **339099** | Milieu EasyDry™ tergitol pour la détermination des E. coli et coliformes | 100 | **NC -** |
| **339100** | Milieu EasyDry™ tergitol + TTC pour la détermination des E. coli et coliformes | 100 | **NC -** |
| **339101** | Milieu EasyDry™ Tryptic soypour la détermination de la flore totale | 100 | **NC -** |
| **339102** | Milieu EasyDry™ Yeast exract pour la détermination de la flore totale | 100 | **NC -** |