Rampe de filtration AS300 et AS 600 Whatman™

- Rampe en acier inox
- Autoclavable à 180 °C
- Robinets individuels
- Connection au vide : tuyau de diamètre interne 9 mm






Rampe avec entonnoirs

- Entonnoirs 100 ou 500 ml
- Supports de filtres à tamis

Référence	Désignation	CHF
490975	Rampe inox 6 postes AS600/3 - 500 ml	NC -
490976	Rampe inox 6 postes AS610/3 - 500 ml avec pinces de fermeture rapide	NC -
490977	Rampe inox 6 postes AS600/5 - 100 ml	NC -
490978	Rampe inox 3 postes AS300/3 - 500 ml	NC -
490979	Rampe inox 3 postes AS310/3 - 500 ml avec pinces de fermeture rapide	NC -
490980	Rampe inox 3 postes AS300/5 - 100 ml	NC -

Rampe nue

Référence	Désignation	CHF
490973	Rampe de filtration 3 postes en acier inox	NC -
490974	Rampe de filtration 6 postes en acier inox	NC -



Distributeur de membranes

- Distribution rapide de membranes STL et ME
- Dimensions emballé H x l x p (cm) : 24 x 19,5 x 18

Référence	Désignation	CHF
036900	Distributeur manuel de membranes	NC -

Filtres membrane stériles en esters de cellulose Whatman™

- Pour contrôles microbiologiques
- Emballage individuel en bandes, format STL, compatible avec les distributeurs Merck Millipore et Sartorius
- Différents quadrillages et couleurs
- Stérilisés à l'oxyde d'éthylène
- Esters mixtes de cellulose
- Epaisseur : 135 µm

WEB

Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver le guide de sélection et le guide de compatibilité chimique de membranes Whatman™



Filtres membranes emballage individuel stérile ester de cellulose Whatman

Membranes STL pour utilisation avec distributeur

Ø (mm)	Couleur Membrane	Couleur Quadrillage	Seuil de filtration (µm)	Référence	Type	Unités/ boîte	CHF/ boîte
47	Blanche	Noir	0,2	10408712	ME 24/21 STL	4 x 100	NC -
			0,45	10407312	ME 25/21 STL		NC -
	Noire	Blanc		10407332	ME 25/31 STL		NC -
	Verte	Noir		10407370	ME 25/41 STL		NC -
50	Blanche		0,2	10408714	ME 24/21 STL		NC -
			0,45	10407324	ME 25/20 STL		NC -
				10407314	ME 25/21 STL		NC -
	Noire	Blanc		10407334	ME 25/31 STL		NC -
	Verte	Noir		10407372	ME 25/41 STL		NC -

Membranes ME 25 Select

- Quadrillé noir sur fond blanc
- Récupération E.Coli supérieure à 90 %

Référence	Ø (mm)	Seuil (µm)	Unités/ carton	CHF/ carton
036995	47	0,45	100	NC -