Rampes de filtration Rocker


886039


886038

886196

- En version 3 ou 6 voies
- Rampe en inox ou aluminium selon modèle
- 3 versions : - MB avec embase pour support de filtre en inox
  - MS avec embase pour support de filtre avec bouchon silicone n°8 (magnétiques ou en verre)
  - Version sans embase pour adaptateur

Matériau	Nombre de voies	Version	Référence	CHF
Inox	3	MB avec entonnoirs inox 100ml	886196	NC -
	6		886197	NC -
	3	MB	886039	NC -
	6		886040	NC -
	3	MS	886037	NC -
	6		886036	NC -
Aluminium	3		886038	NC -
Inox	3	Pour adaptateurs	886122	NC -
	6		886121	NC -


Entonnoirs inox


Couvercles pour entonnoirs

Adaptateurs

Référence	Désignation	CHF
886022	Adaptateur pour entonnoir Sartorius microsart pour rampe Rocker	NC -
886021	Adaptateur pour entonnoir Millipore pour rampe Rocker	NC -
886123	Adaptateur pour entonnoir PALL pour rampe Rocker	NC -

Couvercles pour entonnoir inox

Référence	Désignation	CHF
886172	Couvercle pour entonnoir inox 100 ml	NC -
886173	Couvercle pour entonnoir inox 300 ml et 500 ml	NC -

Entonnoirs

- Entonnoirs inox
- Fixation quart de tour

Référence	Volume (ml)	Taille du filtre (mm)	Systèmes compatibles	CHF
886169	100	47	886039, 886040	NC -
886170	300	47		NC -
886171	500	47		NC -

Pompe Alligator 200



GARANTIE 1 AN

- Idéal pour la filtration d'un grand nombre d'échantillons
- Filtrat évacué directement après le passage à travers la pompe
- Aucun besoin de récipient de récupération des déchets
- Raccord Quick-Fit permettant une connexion facile des deux côtés de la pompe

Vide maximum (mmHg)	525
Débit maximum (l/min)	4,5
Alimentation	220V, 2,5 A
Dimension L x l x h (cm)	21,4 x 18,3 x 26,4
Matériaux en contact avec le filtre	Inox 316, FKM, silicone, PP, PPS
Indice de protection	IP64
Référence	**886127**
CHF	**NC -**

Pompes à vide Rocker pour filtrat non agressif

GARANTIE 2 ANS


886076


886081

- Avec système de réglage du vide
- Pompes à piston sans huile, sans maintenance
- Système de protection contre l'entrée de liquide dans la pompe
- Arrêt automatique en cas de surchauffe

Modèle	Rocker 400	Rocker 811
Vide (mbar abs.)	106	33
Débit maximal (l/min)	34	40
Puissance max (W)	80	200
Raccord d'aspiration (mm)	8	10
Niveau sonore (dB)	52	68
Dimensions (L x l x h) (cm)	31 x 13,5 x 20,4	34,5 x 17,5 x 20
Poids (kg)	5,2	7,9
Référence	**886076**	**886081**
CHF	**NC -**	**NC -**