Entonnoirs, distributeurs et rampes Microfil®

Rampe de filtration Microfil® Millipore



Référence	Désignation	CHF
044347	Rampe Microfil® 1 poste avec tuyau sans tulipe	NC -
044340	Rampe Microfil® 3 postes avec tuyau sans tulipe	NC -
044367	Fritté en acier inoxydable pour support Microfil® (les 3)	NC -

Distributeur d'entonnoirs Microfil® Millipore



Référence	Désignation	CHF
044338	Distributeur d'entonnoirs Microfil® 100 ml	NC -
044337	Distributeur d'entonnoirs Microfil® 250 ml	NC -

Entonnoirs Microfil® et membranes quadrillées EZ-Pak™ Millipore

- **Système combinant un entonnoir et une membrane ester de cellulose**
- **Utilisation avec une rampe de filtration Microfil® ou EZ-Fit™ avec tête Microfil®**
- **Membrane de diamètre 47 mm**
- **Conditionnement : 1 bande de 150 membranes, 150 entonnoirs**



Application	Taille des pores (µm)	Volume entonnoir (ml)	Référence membrane blanche	CHF/ boîte	Référence membrane noire	CHF/ boîte
Normes de test spécifiques	0,22	100	044388	NC -	-	-
Analyses microbiologiques en général	0,45	100	057905	NC -	044389	NC -
		250	057908	NC -	044323	NC -
Levures et moisissures	0,8	100	044377	NC -	044387	NC -
		250	044372	NC -	-	-

Entonnoirs Microfil® et membranes quadrillées S-Pak™ Millipore

- **Système combinant un entonnoir et une membrane ester de cellulose**
- **Utilisation avec une rampe de filtration Microfil® ou EZ-Fit™ avec tête Microfil®**
- **Membrane de diamètre 47 mm**
- **Conditionnement : 1 bande de 150 membranes, 150 entonnoirs**

Application	Taille des pores (µm)	Volume entonnoir (ml)	Référence membrane blanche	CHF/ boîte	Référence membrane noire	CHF/ boîte
Normes de test spécifiques	0,22	100	044353	NC -	-	-
		250	044348	NC -	-	-
Analyses microbiologiques	0,45	100	057913	NC -	044354	NC -
		250	044349	NC -	057910	NC -
Effluents chlorés	0,7	100	044355	NC -	-	-
		250	044345	NC -	-	-
Levures et moisissures	0,8	100	044352	NC -	044351	NC -
Levures et moisissures dans les échantillons difficiles à filtrer	1,2	100	044356	NC -	-	-
		250	044346	NC -	-	-

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com