Rampe de filtration EZ-Fit™ Millipore



- **Design unique pour un nettoyage et une décontamination simplifiés**
- **Différentes têtes de filtration pour entonnoirs réutilisables ou à usage unique**
- **Connecteurs rapides pour le tuyau à vide**
- **Hauteur optimisée pour une utilisation dans une hotte à flux laminaire**

Modèle	Rampe EZ-Fit 1 poste	Rampe EZ-Fit 3 postes	Rampe EZ-Fit 6 postes
Dim. L x p x h (mm)	168 x 204 x 117	168 x 433 x 117	168 x 823 x 117
Poids (kg)	1,3 à 1,4	2,4 à 2,7	4,1 à 4,8
Référence	**044316**	**044313**	**044311**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Stérilisation		121 °C pendant 30 min
Diamètre membrane		47 / 50 mm
Matériaux	Poignée, vanne (bouton de vanne et actionneur du bouton de vanne)	aluminium
	Connecteurs, tube, corps de vanne	Acier inoxydable 316L
	Joints des connecteurs et joints de vanne	Éthylène Propylène Diène Monomère (EPDM)
	Joint torique de filtration	Silicone
Raccordement du tuyau		Raccord cannelé pour tuyau de D.I. de 10 mm (NPS 3/8 ou DN 10)

Tête de filtration & Extension pour rampe EZ-Fit™ Millipore









Type d'entonnoirs	Pour tulipe à bouchon en caoutchouc	Microfil® V ou Microfil® S	Microfil®	Extension
Référence pour 1 tête	**044384**	**044328**	**044324**	**044381**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence pour 3 têtes	**044322**	**044370**	**044390**	**044318**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires et Pièces de rechange

Réf.	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
044335	Clapet anti-retour pour rampe EZ-Fit™	3	**NC -**
044332	Disques frittés pour rampe EZ-Fit™, acier inoxydable	3	**NC -**
044333	Kit de joints toriques pour rampe EZ-Fit™	3	**NC -**
044325	Kit de maintenance de la rampe EZ-Fit™, incluant du lubrifiant et des brosses	1	**NC -**
044391	Raccords rapides pour rampe EZ-Fit™, 1 bouchon et 1 raccord	1	**NC -**
044330	Vanne complète pour rampe EZ-Fit™	1	**NC -**
236161	Bouchon n° 8 en silicone, orifice 9,5 mm, diamètre externe 34/41 mm	5	**NC -**

Entonnoirs EZ-Fit™ Millipore



- **Entonnoir + membrane ester de cellulose prête à l'emploi**
- **L'entonnoir se transforme en boîte de Petri ou la membrane est transférable sur gélose**
- **Design unique du support de drainage : contact parfait de la membrane avec le milieu de culture pour un recouvrement microbiologique optimal**
- **Conception de l'entonnoir qui minimise le liquide résiduel et évite que l'échantillon ne «contourne» la membrane**
- **Contamination réduite : couvercle ventilé en place durant la filtration et rebord sur la membrane qui empêche aux pinces de toucher la zone de filtration**

				En vrac		Emb. unitaire	
Volume (ml)	Taille des pores (µm)	Couleur membrane	Unités/ boîte	Référence	CHF/ boîte	Référence	CHF/ boîte
100	0,45	Blanche	48	**057906**	**NC -**	**044379**	**NC -**
		Noire	48	**044382**	**NC -**	**044376**	**NC -**
250		Blanche	48	**044380**	**NC -**	**044374**	**NC -**
		Noire	48	**044378**	**NC -**	**044373**	**NC -**