Distributeur EZ-Pak® Curve Millipore

- **Distribution rapide de membranes stériles en emballage individuel**
- **Recharge en moins de 30 secondes**
- **Design facilitant la décontamination**
- **Fonctionnement sans contact par capteur infra-rouge**



Matériaux	Support : Polyamide 6 renforcé de billes de verre / Enrouleurs : Polyoxyméthylène (POM)
Dimensions L x P x H (mm)	180 x 310 x 165
Poids (kg)	2,15
Batterie	Lithium ion rechargeable 14,8 V

Référence	Désignation	CHF
044312	Distributeur de membranes EZ-Pak® Curve	NC -

Accessoires et pièces détachées

Réf.	Désignation	CHF
044383	Batterie au lithium-ion	NC -
044386	Chargeur pour EZ-Pak alimenté par batterie	NC -
044327	Chargeur pour EZ-Pak alimenté par secteur	NC -

Membranes EZ-Pak® Quadrillées Millipore

- **Utilisation avec distributeur EZ-Pak® Curve**
- **Membranes quadrillées**
- **Traçabilité: référence , n° lot, ordre des membranes sur chaque film de protection des membranes et certificat de qualité détaillée**
- **Possibilité d'utilisation avec les entonnoirs Microfil avec membranes EZ-Pak**
- **Conditionnement : 4 bandes de 150 membranes**



Référence	Ø (mm)	Couleur filtre	Seuil (µm)	CHF/ boîte
044319	47	Blanc	0,22	NC -
057796		Blanc	0,45	NC -
044321		Noir	0,45	NC -
044395		Vert	0,45	NC -
044397		Blanc	0,7	NC -
044393		Blanc	0,8	NC -
044392		Noir	0,8	NC -
044320	50	Blanc	0,45	NC -
044394		Noir	0,45	NC -
044396		Vert	0,45	NC -

Pompe EZ-Stream

- **Rejet direct des filtrats**
- **Aucune manipulation de rejets liquides**
- **Débit haute performance**
- **Conception compacte et permettant une réduction du bruit**
- **Sans maintenance**



Débit (eau de ville)	3.8 to 4.0 L/min
Matériaux en contact avec le liquide filtré	Polyoxyméthylène (POM)
	Polytétrafluoroéthylene (PTFE)
	Éthylène Propylène Diène Monomère (EPDM)
	Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
	Polypropylène (PP)
Dimensions (L x P x H) (cm)	19,6 x 16,8 x 22,2
Poids (kg)	1,9
Raccordement des tuyaux	Raccords cannelés pour tuyaux de D.I. de 10 mm environ (NPS 3/8 ou DN 10)
Type de protection	IP64
Classe de protection	III

Réf.	Désignation	CHF
044315	Pompe à vide EZ-Stream pour le transfert de liquides	NC -
044331	Tuyau en silicone autoclavable - Ø x L : 9,5 mm x 5 m	NC -

Petrislides Millipore

- **Récipients de stockage et d'observation pour les membranes de 47 mm**
- **Comprend : boîte, membrane et tampon absorbant**
- **Peuvent remplacer les boîtes de Pétri en retenant fermement le filtre**
- **Couvercle transparent pour effectuer des observations au microscope**
- **Base rectangulaire avec coins arrondis pour une installation sur le microscope**
- **Possibilité d'utilisation avec les entonnoirs Microfil avec membranes EZ-Pak**



Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
057918	PetriSlides pour analyses de la contamination	100	NC -
044407	PetriSlides contenant un tampon absorbant	100	NC -