Manifold - Rampe de filtration sous vide trois voies



- Rampe à 3 voies en acier inox pour filtration sous vide
- Valve robinet et évent sur chaque voie
- Equipés de bouchons N°8
- Raccord tuyau à vide Ø interne 9,5 mm
- Pour entonnoir à usage unique ou réutilisable

Référence	Désignation	CHF
029310	Support trois voies inox	NC -

Entonnoir de filtration analytique Nalgene



- Entonnoir prêt à l'emploi avec membrane
- Membrane récupérable pour mise en culture, en nitrate de cellulose, agréée pour le contrôle des eaux
- Stérile, usage unique
- Membrane blanche ou grise (devenant noire une fois mouillée)

Réf.	Volume (ml)	Seuil (µm)	Coloris membrane	Grille	Unités/ carton	CHF/ carton
029378	100	0,2	Blanche	Sans	50	NC -
028414		0,45	Blanche	Grise	50	NC -
028004		0,45	Grise	Blanche	50	NC -
029379	250	0,2	Blanche	Sans	50	NC -
028415		0,45	Blanche	Grise	50	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
029380	Tige d'entonnoir seule en polypropylène autoclavable (les 25)	NC -

Unités de filtration analytique Nalgene



- Unité de filtration avec : membrane amovible, entonnoir et flacon récepteur
- Membrane en nitrate de cellulose 0,45 µm ou 0,2 µm
- Volume : 150 ml
- Stérilisée aux rayons gamma, usage unique

	Unité de filtration		Entonnoir
Récepteur	Flacon		Sans
Membrane	Nitrate de cellulose		
Couleur	Blanc	Blanc quadrillé	
Seuil	0,2 µm	0,45 µm	
Unités/sachet	12		
Unités/carton	72		
Référence	028032	029335	029336
CHF/carton	NC -	NC -	NC -