
Supports filtre en Pyrex Millipore







➤ **Livrés complets avec entonnoir, grille support filtre, pince d'assemblage en aluminium anodisé, bouchon en silicone percé.**

Applications :
- **Grille support en verre fritté** : pour les analyses bactériologiques de l'eau, analyses des matières solides en suspension dans l'eau
- **Grille support en verre fritté + rodages recouverts de Teflon** : pour les analyses bactériologiques qui nécessitent l'autoclavage du support avec le filtre en place
- **Grille support en acier inox** : pour les analyses de la contamination particulaires dans les fluides et les hydrocarbures par gravimétrie ou comptage des particules

Entonnoirs pour membranes 25 et 47 mm

Référence	Capacité entonnoir (ml)	Ø filtre (mm)	Grille support filtre	Raccord bouchon perforé n°	CHF
044096B	15	25	Verre fritté	5	419,65 -
044099B	15	25	Acier inox	5	496,55 -
044100B	300	47	Verre fritté	8	800,80 -
044103B	300	47	Verre fritté rodage Teflon	8	429,65 -

Fioles à vide

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
044097B	Fiole à vide 125 ml (øint col 27 mm)	1	88,80 -
044101B	Fiole à vide 1 litre (øint col 38 mm)	1	122,90 -
044105B	Fiole à vide 4 litres	1	400,95 -
044098B	Bouchon silicone n°5 perforé pour fiole 044097B*	5	174,50 -
044102B	Bouchon silicone n°8 perforé pour fioles 044101B et 044105B**	5	157,60 -

* Ø partie inférieure x ø sommet x h (mm) : 24 x 29 x 25 mm
** Ø partie inférieure x ø sommet x h (mm) : 35 x 43 x 25 mm

Entonnoir de filtration en verre

NOUVEAU



➤ **Pour membrane 25, 47 ou 90 mm**
➤ **Support de filtre verre, inox ou PTFE**
➤ **A compléter par rampe ou fiole à vide**

Référence	Capacité entonnoir (ml)	Ø filtre (mm)	Grille support filtre	Raccord bouchon perforé n°	CHF
097012	15	25	Verre fritté	5	539,40 -
290309			Acier inox		332,80 -
290294B	300	47	Verre fritté	8	NC -
290322			Acier inox		380,90 -
290323			Verre fritté recouvert PTFE		468 -
290324	1000	90	Verre fritté		1067,30 -
095208B			Acier inox		NC -

Pièces de rechange

Désignation	Pour entonnoir 25 mm		Pour entonnoir 47 mm		Pour entonnoir 90 mm	
	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton
Pince aluminium	290325	109,85 -	290314	176,55 -	290331	253,75 -
Entonnoir	290326	103,50 -	290313	160,70 -	290221B	NC -
Base verre fritté	290327	162,10 -	290312	246,35 -	290332	583,70 -
Base pour grille inox	290328	91 -	290312	246,35 -	290319	351 -
Grille Inox	290329	157,80 -	290330	364 -	290318	821,60 -

Bouchons autoclavables

Référence	Désignation	CHF
290333	Bouchon silicone n°5	29 -
290334	Bouchon silicone n°8	36,25 -