Système de filtration complet en verre borosilicaté

- **En verre borosilicaté 3.3**
- **Pour membranes de Ø 47 mm**



Référence	Désignation	CHF
940899	Système de filtration complet à rodage en verre	**NC -**

Pièces de rechange

Référence	Désignation	CHF
940902	Base en verre fritté à rodage 40/38 et olive Ø 8 mm	**NC -**
940898	Clip métallique de maintien	**NC -**
940896	Entonnoir verre 300 ml	**NC -**

Système de filtration complet en verre borosilicaté Schott DURAN

Livré avec :
- fiole à vide 1000 ml, avec NS45/40
- embout NS 45/40 avec raccordement pour tuyau GL14
- plaque adaptatrice en PTFE
- plaque filtrante bord en verre Ø 50 mm
- plaque selon Büchner à fentes Ø 48 mm
- récipient collecteur avec graduations 250 ml
- pince aluminium éloxé
- olive en matière plastique, droit en PP avec joint en silicone GL14
- capuchon de fermeture à vis en PBT rouge GL14




Adaptateur PTFE filtration

Réf.	Désignation	CHF
090986	Appareil de filtration complet avec plaque adaptatrice PTFE et pince	**NC -**

Adaptateur

- **Adaptateur en PTFE permettant de filtrer directement sur une bouteille de col GL45**
- **Connexion entre col rodé NS 45/40 et col à vis filetage GL45**

Réf.	Désignation	CHF
084486	Adaptateur en PTFE DURAN pour filtration sur flacons GL45	**NC -**

Unité de filtration tout en Pyrex

- **Pour membrane 47mm**
- **Filtration sous vide de solutions aqueuses, organiques ou agressives**

Livrée complète avec entonnoir, grille support filtre, pince d'assemblage en aluminium anodisé, base et bouchon à tubulure latérale en Pyrex, fiole à vide 1 litre col rodé.



Référence	Désignation	CHF
044107B	Unité de filtration avec grille support verre fritté	**NC -**

Pièces détachées

Référence	Désignation	CHF
051374B	Entonnoir en verre	**NC -**
051373B	Base frittée	**NC -**
051692	Base en verre avec grille inox	**NC -**
051753	Joint PTFE pour grille support - les 25	**NC -**
053818	Grille support filtre	**NC -**
051736	Pince clamp	**NC -**

Pompes à vide Rocker

- **Pour filtration , dégazage ou SPE**
- **Pompes à piston sans huile**
- **Système de réglage du vide**
- **Système de protection contre l'entrée de liquide dans la pompe**
- **Arrêt automatique en cas de surchauffe et reprise de l'aspiration après refroidissement**
- **Pompes 300C et 410C avec piège à condensation**


886074


886083

Modèle	Rocker 300	Pompe Rocker 300C	Rocker 400	Pompe Rocker 410C
Vide (mbar abs.)	106	145	106	25
Débit maximal (l/min)	20	20	34	20
Puissance max (W)	60	60	80	80
Raccord d'aspiration (mm)	8			
Niveau sonore (dB)	50	50	52	52
Dimensions (L x l x h) (cm)	26,8 x 13,5 x 20,4		31 x 13,5 x 20,4	
Poids (kg)	4,1	4,1	5,2	5,6
Référence	**886074**	**886083**	**886076**	**886206**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com