Entonnoirs Büchner en porcelaine

Référence	ø zone de filtration (mm)	ø trous (mm)	Hauteur totale (mm)	CHF
140651	48	1	67	**NC -**
140652	62	1	94	**NC -**
140653	77	1	99	**NC -**
140654	97	1,5	111	**NC -**
140655	116	1,5	132	**NC -**
140656	130	2	137	**NC -**
140657	156	2	155	**NC -**



Entonnoirs Büchner en polypropylène

- **En polypropylène autoclavable**
- **Séparable en deux pour un nettoyage plus aisé**

Diamètre papier filtre (mm)	55	70	90	110	150
Diamètre interne haut (mm)	59	76	93	130	172
Diamètre externe tige (mm)	10	11	12	22	20
Longueur tige (mm)	45	65	71	93	107
Hauteur totale (mm)	104	146	169	213	283
Capacité (ml)	83	186	358	919	2906
Unités/sachet	1	1	1	1	1
Référence	**029511**	**029512**	**029513**	**029514**	**029515**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Entonnoirs Büchner en polypropylène

- **Autoclavables**
- **Moulés en 2 pièces qui peuvent être facilement séparées**
- **Résistants à la corrosion et à la chaleur**
- **Excellente résistance chimique**

Référence	Volume (ml)	Ø (mm)	Longueur (mm)	Diamètre des trous (mm)	CHF
391586	40	42,5	47	1,2	**NC -**
391587	70	55	57	1,1	**NC -**
391471	180	70	57	2	**NC -**
391588	285	80	65	2	**NC -**
391589	390	90	68	2,5	**NC -**
391590	810	110	92	2,5	**NC -**
391591	2100	160	105	2,75	**NC -**
391592	6000	240	143	3	**NC -**



Creusets filtrants verre Duran

- **Verre borosilicaté 3.3**
- **Pour dessication des précipités**
- **A compléter par joint conique 046571**

DWK LIFE SCIENCES — NOUVEAU



Porosité sans :			100 - 160 µm		40 - 100 µm		16 - 40 µm		10 - 16 µm		1 - 1,6 µm	
Volume (ml)	**Ø (mm)**	**Unités/ carton**	**Réf.**	**CHF/ carton**	**Réf.**	**CHF/ carton**	**Réf.**	**CHF/ carton**	**Réf.**	**CHF/ carton**	**Réf.**	**CHF/ carton**
8	24	10	-	-	**083450**	**NC -**	**084346**	**NC -**	**084347**	**NC -**	-	-
15	28	10	**084348**	**NC -**	**084349**	**NC -**	**084350**	**NC -**	**084351**	**NC -**	-	-
30	36	10	**084352**	**NC -**	**084353**	**NC -**	**092103**	**NC -**	**084354**	**NC -**	**084355**	**NC -**
50	46	10	**084356**	**NC -**	**084357**	**NC -**	**092104**	**NC -**	**092117**	**NC -**	**084358**	**NC -**

Jeu de joints coniques en caoutchouc pour entonnoirs filtrants.
Pièces de 22 à 84 mm.

Réf.	Désignation	CHF
046571	Jeu de 7 joints	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com