
Colonnes de chromatographie et d'extraction





- Mini-colonnes à usage unique
- Pour le fractionnement, le dessalage
- Colonnes de chromartographie livrées avec bouchon
- En polystyrène résistant aux solutions d'acides doux et aux alcalis, ou en polypropylène résistant à la plupart des solvants

Colonnes d'extraction

Référence	Matériau	Longueur (cm)	Filtre (µm)	Unités/ carton	CHF/ carton
064069	PP	8,6	45 - 90	200	**NC -**
064070	PP ambré	8,6	45 - 90	200	**NC -**

Colonnes de chromatographie

Référence	Matériau	Longueur (cm)	Volume (ml)	Filtre (µm)	Unités/ carton	CHF/ carton
064071	PS	13	15	90 - 130	200	**NC -**
064072	PS	13	15	45 - 90	200	**NC -**
064073	PS	13	15	15 - 45	200	**NC -**
064077	PP	13	15	90 - 130	200	**NC -**
064046	PP	13	15	45 - 90	200	**NC -**
064078	PP	13	15	15 - 45	200	**NC -**
064074	PS	18	20	90 - 130	200	**NC -**
064075	PS	18	20	45 - 90	200	**NC -**
064076	PS	18	20	15 - 45	200	**NC -**
064082	PP	18	20	90 - 130	200	**NC -**
064083	PP	18	20	45 - 90	200	**NC -**
064084	PP	18	20	15 - 45	200	**NC -**

Colonnes universelles





- En polypropylène
- Réservoir de 25 ml
- Pointe compatible au Luer Lock
- 3 porosités

Référence	Volume (ml)	Longueur (cm)	Filtre (µm)	Unités/ carton	CHF/ carton
064079	25	14	90 - 130	200	**NC -**
064080	25	14	45 - 90	200	**NC -**
064081	25	14	15 - 45	200	**NC -**

Mini-colonnes à usage unique

Référence	Volume (ml)	Longueur (cm)	Filtre (µm)	Unités/ carton	CHF/ carton
064061	0,5	4,83	45 - 90	200	**NC -**
064066	2,4	3,81	45 - 90	200	**NC -**

