Tubes à dialyse SPECTRA/POR Biotech Ester de cellulose

- **Prêts à l'emploi : aucun nettoyage préalable nécessaire**
- **Purs, humides, conservés dans 0,05 % d'EDTA**
- **Absence de tous métaux lourds, sulfates, glycérols et contaminants**

Largeur à plat (mm)		10	16	24
ø (mm)		6,4	10,2	15
Vol/long (ml/cm)		0,32	0,79	1,8
Seuil de coupure	1000	**059085**	**059094**	**059102**
	5000	**059088**	**059097**	**059105**
	10000	**059089**	**059098**	**059106**
	25000	**059091**	**059099**	**059108**
	50000	**059092**	**059100**	**059109**
	100000	**059093**	**059101**	**059110**
CHF le rouleau de 10 m		**NC -**	**NC -**	**NC -**



SPECTRA/POR Micro Float-A-Lyzer

Tubes à dialyse pour micro-volumes prêts à l'emploi.

- **En deux volume : 100 - 200 µl et 400 - 500 µl**
- **Faciles à charger grâce à la seringue fournie**
- **Membrane en ester de cellulose pour Biotech**
- **Flottent tout seuls**
- **Conservés à sec avec glycérine**

VIDEO

Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

Volumes	100-200 µl	400-500 µl
Dim.(L x l x h) (mm)	45 x 19 x 44	45 x 19 x 63
Ø membrane (mm)	6,4	6,4
Seuil de coupure	**100-200 µl**	**400-500 µl**
100 à 500 Da	**059558**	**059565**
500 à 1000 Da	**059559**	**059566**
3,5 à 5 kDa	**059560**	**059567**
8 à 10 kDa	**059561**	**059568**
20 kDa	**059562**	**059569**
50 kDa	**059563**	**059570**
100 kDa	**059564**	**059571**
CHF les 12	**NC -**	**NC -**



SPECTRA/POR Float-A-Lyzer G2

Tubes à dialyse prêts à l'emploi.

- **En 3 volumes : 1 ml, 5 ml et 10 ml**
- **Avec membrane en ester de cellulose pour Biotech**
- **Faciles à ouvrir et à charger**
- **Flottent tout seuls gâce à leur capuchon**
- **Alourdis par le bas par un barreau aimanté**
- **Livrés emballés individuellement**
- **Conservés humides avec de l'azide de sodium à 0,1 %**
- **Prêts à l'emploi après un simple rinçage à l'eau pour éliminer l'azide de sodium**

Applications

- **Dessalage**
- **Changement de tampons**
- **Concentrations d'échantillons avec l'aide de l'absorbant SPECTRA/GEL**
- **Purification de protéines, ADN, oligonucléotides, peptides, polymères, anticorps ou autres biomolécules**

Volume	1 ml	5 ml	10 ml
Longueur (cm)	9	10	17
ø membrane (mm)	5	16	16
ø capuchon (mm)	36	36	36



SPECTRA/POR Float-A-Lyzer G2 - membrane en ester de cellulose

Seuil de coupure	1 ml	5 ml	10 ml
3,5 - 5 kDa	**059341**	**059342**	**059343**
8 à 10 kDa	**059344**	**059345**	**059346**
20 kDa	**059347**	**059348**	**059349**
100 kDa	**059350**	**059351**	**059352**
CHF les 12	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com